

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-do-jezyka-collin-165cm-hemostatyczne-p-200.html>



Kleszczyki do języka COLLIN 16.5cm, hemostatyczne

Cena brutto **21,49 zł**

Cena netto **19,90 zł**

Opis produktu

Kleszczyki do języka COLLIN 16.0cm, hemostatyczne

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki COLLIN 16.0cm, hemostatyczne, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Kleszczyki do języka COLLIN o długości 16,5 cm to profesjonalne narzędzie chirurgiczne przeznaczone do chwytania i stabilizacji języka podczas zabiegów medycznych i diagnostycznych. Ich konstrukcja zapewnia pewny uchwyt przy minimalnym ryzyku uszkodzenia tkanek.

Kleszcze Collin stosuje się podczas zabiegów do chwytania organów i tkanek m.in. tkanek (płucnej, żołądka, jelit, itd.), do zabezpieczenia języka u pacjentów, którzy są pod wpływem narkozy lub są nieprzytomni, do piercingu. (jako tzw. językotrzymacz). Instrument posiada rowkowaną powierzchnię chwytającą dzięki czemu nie będą się przesuwac na tkankach oraz dobrze uchwycą każdy przedmiot.

Instrument wykonany jest z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, co gwarantuje trwałość oraz odporność na wielokrotne procesy dezynfekcji i sterylizacji. Ergonomiczny uchwyt wspiera kontrolę i bezpieczeństwo pracy w polu zabiegowym.

Najważniejsze zalety

- Precyzyjny chwyt języka podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych
- Wysokiej jakości stal chirurgiczna odporna na korozję
- Długość 16,5 cm zapewniająca wygodę i kontrolę pracy
- Narzędzie wielokrotnego użytku - możliwość sterylizacji
- Przeznaczone do profesjonalnych procedur medycznych

Specyfikacja techniczna

- Długość całkowita: 16,5 cm
- Materiał: stal chirurgiczna

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

-
1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
 2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
 3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
 4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
 5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
 6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
 7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
 8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
 9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
 10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl