

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-do-jezyka-collin-170cm-hemostatyczne-p-208.html>



Kleszczyki do języka COLLIN 17.0cm, hemostatyczne

Cena brutto **25,81 zł**

Cena netto **23,90 zł**

Opis produktu

Kleszczyki do języka COLLIN 17.0cm, hemostatyczne

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki COLLIN 17.0cm, hemostatyczne, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Kleszcze Collin stosuje się podczas zabiegów do chwytania organów i tkanek m.in. tkanek (płucnej, żołądka, jelit, itd.), do zabezpieczenia języka u pacjentów, którzy są pod wpływem narkozy lub są nieprzytomni, do piercingu. (jako tzw. językotrzymacz). Instrument posiada rowkowaną powierzchnię chwytającą dzięki czemu nie będą się przesuwać na tkankach oraz dobrze uchwycą każdy przedmiot.

☐☐ Najważniejsze zalety

Kleszczyki do języka COLLIN o długości 17 cm to narzędzie medyczne zapewniające stabilne i kontrolowane podtrzymanie języka podczas badań oraz procedur zabiegowych w obrębie jamy ustnej i gardła.

☐☐ Opis produktu

Kleszczyki COLLIN to specjalistyczne narzędzie laryngologiczne i chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego uchwycenia i kontrolowanego unieruchomienia języka. Konstrukcja zapewnia pewny chwyt oraz komfort pracy lekarza, jednocześnie minimalizując ryzyko urazu tkanek. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odpornej na korozję, przystosowane do wielokrotnej dezynfekcji i sterylizacji.

⚙️ Specyfikacja techniczna

- ☐☐ Długość: 17,0 cm
- ☐☐ Materiał: stal nierdzewna (chirurgiczna)
- ☐☐ Typ: kleszczyki do języka COLLIN
- ☐☐ Sterylizacja: dopuszczona (np. autoklaw)
- ☑️ Użytkowanie: wielorazowe

☐☐ Zastosowanie

Kleszczyki przeznaczone do badań laryngologicznych oraz zabiegów chirurgicznych w obrębie jamy ustnej i gardła. Stosowane do stabilizacji języka podczas diagnostyki oraz drobnych procedur medycznych.

⚠️ Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt posiada status wyrobu medycznego i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami.

- ✓ Klasyfikacja: wyrób medyczny
- ☐☐ Przeznaczenie: do użytku profesjonalnego
- ⚠️ Ostrzeżenie: stosować wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny
- ☐☐ Wymóg: przed każdym użyciem przeprowadzić dezynfekcję i/lub sterylizację
- ☐☐ Przeciwwskazania: nie stosować w sposób niezgodny z przeznaczeniem

Parametry kleszczyków COLLIN 17.0cm

-
- długość 17 cm
 - typ - Collin
 - okienkowe
 - zamknięcie pierścieniowe zapadkowe
 - ząbkowany styl powierzchni roboczej
 - niesterylne
 - wielokrotnego użytku

Zalety kleszczyków do języka Collin

- wysoka jakość wykonania z stali nierdzewnej
- ryflowane końcówki powodują komfortowe chwytanie
- narzędzie wyważone a uchwyty dopasowane do ręki
- możliwość sterylizacji w autoklawie zgodnie z warunkami sterylizacji

Kleszczyki Collin okienkowe należą do grupy kleszczy wykorzystywanych w chirurgii ogólnej (przeważnie chirurgii jamy ustnej i gardła).

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

