

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-do-sterylizacji-cheatle-270cm-p-210.html>



Kleszczyki do sterylizacji CHEATLE 27.0cm

Cena brutto **31,21 zł**

Cena netto **28,90 zł**

Opis produktu

Kleszczyki do sterylizacji CHEATLE 27.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki do sterylizacji CHEATLE 27.0cm, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

OPIS PRODUKTU

Kleszczyki **Cheatle 27,0 cm** to specjalistyczny **wyrób medyczny** przeznaczony do bezpiecznego chwytania, przenoszenia i manipulowania narzędziami podczas procesów sterylizacji. Dzięki swojej długości i odpowiedniemu profilowi umożliwiają wygodną pracę przy gorących lub sterylnych narzędziach.

Wykonane ze **stali nierdzewnej**, przystosowane do wielokrotnej sterylizacji i użytkowania w warunkach profesjonalnych.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- **Długość: 27,0 cm**
- Wysokiej jakości **stal nierdzewna**
- Wyprofilowane końcówki ułatwiające stabilny chwyt
- Mechanizm blokujący usprawniający pracę
- Przystosowane do **wielokrotnej sterylizacji**
- Instrument przeznaczony dla **personelu medycznego**

ZASTOSOWANIE

- procesy sterylizacji narzędzi
- pracownie sterylizacji, instrumentariuszki, gabinety zabiegowe
- bezpieczne przenoszenie gorących i sterylnych narzędzi

(Produkt przeznaczony dla wykwalifikowanego personelu medycznego.)

ZALETY PRODUKTU

- ✓ ergonomiczna konstrukcja
- ✓ stabilny, pewny chwyt narzędzi
- ✓ odporność na korozję
- ✓ wysoka trwałość i jakość wykonania

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl