

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-foerster-okienkowe-ryflowane-do-opatrunkow-wybor-rozmiarow-18cm-20cm-25cm-p-212.html>



Kleszczyki FOERSTER okienkowe, ryflowane, do opatrunków - (wybór rozmiarów: 18cm, 20cm, 25cm)

Cena brutto	22,57 zł
Cena netto	20,90 zł

Opis produktu

☐☐ Kleszczyki FOERSTER okienkowe, ryflowane do opatrunków

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki FOERSTER okienkowe, wzorek, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

☐☐ Opis produktu

Kleszczyki opatrunkowe **FOERSTER** to niezastąpione narzędzie w placówkach medycznych oraz gabinetach zabiegowych. Model **okienkowy, ryflowany**, zapewnia doskonałą kontrolę i pewny chwyt podczas pracy.

- ✓ Idealne do tamponowania
- ✓ Stabilne prowadzenie dzięki ryflowaniu
- ✓ Odporne na korozję i wielorazowego użytku

☐☐ Parametry techniczne

- ☐☐ **Typ:** Kleszczyki opatrunkowe FOERSTER
- ☐☐ **Kształt:** zagięte lub proste
- ☐☐ **Końcówki:** okienkowe
- ☐☐ **Chwyt:** ryflowany
- ☐☐ **Długości:** 18cm, 20cm, 25cm
- ☐☐ **Materiał:** stal nierdzewna (gatunek medyczny)
- 🔄 Wielorazowe, przystosowane do sterylizacji

☐☐ Zastosowanie

Narzędzie stosowane w wielu procedurach:

- ☐☐ Zakładanie i zdejmowanie opatrunków

-
- Tamponowanie ran
 - Zabiegi higieniczne
 - Zabiegi ambulatoryjne
-

Zalety produktu

- Wytrzymała stal chirurgiczna
- Pewny chwyt dzięki ryflowaniu
- Zagięta konstrukcja ułatwiająca precyzyjną pracę
- Łatwe w czyszczeniu i sterylizacji
- Solidne wykonanie klasy medycznej

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: proste , zagięte
Długość: 18cm , 20cm , 25cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania

e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED

ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo

tel. 603-477-248

e-mail: monamed@monamed.pl