

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-gemini-zagięte-wybor-rozmiarow-13cm-20cm-23cm-25cm-p-213.html>



Kleszczyki GEMINI zagięte- (wybór rozmiarów: 13cm, 20cm, 23cm, 25cm)

Cena brutto **22,57 zł**

Cena netto **20,90 zł**

Opis produktu

Kleszczyki GEMINI zagięte

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu Kleszczyki FOERSTER 25cm, które wykonane jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczna wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Wyrób medyczny do zabiegów chirurgicznych i zabiegowych

Opis produktu

Kleszczyki **Gemini** to wysokiej jakości narzędzie chirurgiczne przeznaczone do **precyzyjnego chwytania, podtrzymywania i manipulowania tkankami**. Dzięki ergonomicznej konstrukcji zapewniają komfort, stabilność i pełną kontrolę podczas procedur medycznych.

Parametry techniczne

- **Długość całkowita:** 13cm, 20cm, 23cm, 25cm
- **Typ:** kleszczyki chirurgiczne (Gemini)
- **Materiał:** stal chirurgiczna nierdzewna
- **Zastosowanie:** chirurgia, zabiegi operacyjne, ortopedia i procedury zabiegowe

Najważniejsze cechy

- Ergonomiczny uchwyt zapewniający pewny chwyt
- Precyzyjne końcówki umożliwiające stabilną pracę
- Odporne na korozję i trwałe przy wielokrotnym użyciu
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
- Narzędzie wielorazowego użytku

Informacje dodatkowe

Produkt jest **wyrobem medycznym**, przeznaczonym do użytkowania przez **profesjonalny personel medyczny**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 13cm , 20cm , 23cm , 25cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl