

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-gross-maier-do-materialow-opatrunkowych-wybor-rozmiarow-20cm-22cm-25cm-p-214.html>



Kleszczyki GROSS - MAIER do materiałów opatrunkowych - (wybór rozmiarów: 20cm, 22cm, 25cm)

Cena brutto	23,65 zł
Cena netto	21,90 zł

Opis produktu

Kleszczyki opatrunkowe GROSS - MAIER do materiałów opatrunkowych

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki opatrunkowe GROSS-MAIER, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Najważniejsze zalety

- ☐☐ Zagięta końcówka ułatwiająca pracę w trudno dostępnych miejscach
- ☐☐ Długość 20 cm zapewniająca wygodę i kontrolę
- ☐☐ Precyzyjne chwytanie materiałów opatrunkowych
- ☐☐ Wysokiej jakości stal nierdzewna odporna na korozję
- ☐☐ Możliwość wielokrotnej sterylizacji

☐☐ Opis produktu

Kleszczyki opatrunkowe typu Gross-Maier to specjalistyczne narzędzie medyczne przeznaczone do manipulowania materiałami opatrunkowymi oraz pracy w polu zabiegowym. Konstrukcja końcówki umożliwia łatwiejszy dostęp do trudno dostępnych miejsc oraz poprawia widoczność podczas pracy.

Instrument wykonany jest z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, co zapewnia trwałość oraz odporność na wielokrotne procesy dezynfekcji i sterylizacji. Ergonomiczna forma sprzyja komfortowi użytkowania oraz precyzji działania.

⚙️ Specyfikacja techniczna

- ☐☐ Długości: 20cm, 22cm, 25cm
- ☐☐ Typ: kleszczyki opatrunkowe Gross-Maier
- ☐☐ Kształt: zagięte lub zagięte
- ☐☐ Materiał: stal nierdzewna
- ☐☐ Wielokrotnego użytku: tak (po odpowiedniej sterylizacji)

☐☐ Zastosowanie

- ☐☐ Zakładanie i usuwanie opatrunków
- ☐☐ Manipulacja materiałami medycznymi w polu zabiegowym
- ☐☐ Zastosowanie w gabinetach lekarskich i zabiegowych
- ☐☐ Praca w trudno dostępnych obszarach

⚠️ Bezpieczeństwo i certyfikaty

-
- ☐☐ Produkt stanowi wyrób medyczny zgodny z obowiązującymi przepisami UE
 - ☐☐ Oznakowanie CE potwierdzające zgodność z normami
 - ☐☐ Wymaga czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji przed użyciem

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- ⚠ Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny
- ⚠ Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny narzędzia
- ⚠ Nie używać w przypadku uszkodzenia
- ⚠ Stosować zgodnie z przeznaczeniem i procedurami medycznymi
- ⚠ Zachować ostrożność podczas pracy w polu zabiegowym

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: proste , zagięte
Długość: 20cm , 22cm , 25cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

