

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-kocher-chirurgiczne-1x2-zeby-wybor-rozmiarow-13cm-14cm-16cm-18cm-20cm-22cm-24cm-26cm-30cm-p-231.html>



Kleszczyki KOCHER chirurgiczne, 1x2 zęby - (wybór rozmiarów: 13cm, 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 22cm, 24cm, 26cm, 30cm)

Cena brutto **13,93 zł**

Cena netto **12,90 zł**

Opis produktu

Kleszczyki KOCHER chirurgiczne 1x2 zęby

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki chirurgiczne KOCHER 1x2 zęby, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

OPIS PRODUKTU

Profesjonalne **kleszczyki chirurgiczne KOCHER 20.0 cm, zagięte (1x2 zęb)** to wysokiej jakości narzędzie używane w **chirurgii ogólnej, ortopedii oraz zabiegach naczyniowych**. Wyposażone w **ząbkowane szczęki z uchwytem 1x2**, zapewniają **pewny i stabilny chwyt tkanek** bez ryzyka poślizgu. Zagięta końcówka umożliwia **precyzyjną pracę w trudno dostępnych miejscach**, zwiększając komfort i bezpieczeństwo zabiegu.

Kleszczyki wykonane są z **wysokogatunkowej stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na korozję, środki chemiczne i wysoką temperaturę. Nadają się do **wielokrotnego użytku** oraz **sterylizacji w autoklawie**.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- **Zakończenie 1x2 zęb** – pewny chwyt
- **Profil zagięty** dla lepszej ergonomii
- **Stal nierdzewna** wysokiej jakości
- Mechanizm blokujący (zapadka)
- Przystosowane do **wielokrotnej sterylizacji**
- Instrument **dla wykwalifikowanego personelu medycznego**

ZASTOSOWANIE

- zabiegi chirurgiczne
- procedury wymagające stabilnego uchwytu tkanek
- standardowe wyposażenie gabinetów i bloków operacyjnych

(Produkt przeznaczony do używania przez wykwalifikowany personel medyczny.)

☐☐ ZALETY PRODUKTU

- ✓ pewny i stabilny chwyt dzięki ząbkowanemu końcowi
- ✓ wygodny, zagięty kształt
- ✓ odporność na korozję
- ✓ wysoka jakość wykonania

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj:: proste , zagięte

Długość:: 13cm , 14cm , 16cm , 18cm , 20cm , 22cm , 24cm , 26cm , 30cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

