
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-leriche-150cm-1x2-zeby-chirurgiczne-p-224.html>



Kleszczyki LERICHE 15.0cm, 1x2 zęby chirurgiczne

Cena brutto **16,09 zł**

Cena netto **14,90 zł**

Opis produktu

Kleszczyki LERICHE 15.0cm, 1x2 zęby chirurgiczne

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki chirurgiczne LERICHE 1x2 zęby, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Kleszczyki chirurgiczne **LERICHE 15 cm** to wysokiej jakości narzędzie stosowane w chirurgii ogólnej, naczyniowej i zabiegowej.

- ✓ ergonomiczny kształt
- ✓ końcówka z **1x2 zębem** zapewniająca pewny uchwyt
- ✓ zagięty profil ułatwiający pracę w trudno dostępnych miejscach

Zastosowanie

Instrument przeznaczony do:

- precyzyjnego uchwycenia i przytrzymywania tkanek
- manipulacji w trudno dostępnych obszarach operacyjnych
- zabiegów chirurgicznych w warunkach profesjonalnych
- △ Wyrób medyczny - przeznaczony dla wykwalifikowanego personelu medycznego.

Specyfikacja techniczna

- Długość:** 15.0 cm
- Końcówka:** 1 × 2 ząb
- ↔ **Profil:** zagięty lub prosty
- Materiał:** stal nierdzewna (medical grade)

☼ **Sterylizacja:** możliwa (autoklaw)

W naszym sklepie mogą Państwo także zakupić inne kleszczyki naczyniowe tj.:

[PEAN](#), [KOCHER](#), [BABY-MIXTER](#), [CRILE](#), [DANDY](#), [GEMINI](#), [HARTMANN](#), [HEISS](#), [KELLY](#), [LERICHE](#), [MOSQUITO-DANDY](#), [HALSTEAD-MOSQUITO](#), [MICRO-MOSQUITO](#), [OVERHOLT-MIXTER](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: proste , zagięte

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

