

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-magilla-do-intubacji-wybor-rozmiarow-17cm-20cm-25cm-p-226.html>



Kleszczyki MAGILLA do intubacji - (wybór rozmiarów: 17cm, 20cm, 25cm)

Cena brutto	44,28 zł
Cena netto	41,00 zł

Opis produktu

Kleszczyki MAGILLA do intubacji

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu MAGILLA do intubacji, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Kleszczyki Magilla mają zastosowanie podczas wprowadzenia rurki dotchawiczej do tchawicy podczas intubacji dotchawiczej, ustalania pozycji rurki przy intubacji nosowej, wprowadzania sondy żołądkowej, do usuwania ciał obcych z górnych dróg oddechowych u znieczulonych lub nieprzytomnych pacjentów. Kleszcze Magilla intubacyjne są pochylone w dwóch płaszczyznach, co pozwala na użycie w jamie ustnej i gardle pod bezpośrednim widzeniem podczas laryngoskopii. Kleszczyki posiadają uniwersalne zastosowanie w anestezjologii, chirurgii, medycynie ratunkowej, a także mogą być wykorzystywane w weterynarii.

Specyfikacja kleszczyków Magilla intubacyjnych

- dostępne długości: 17cm, 20cm, 25cm
- wygięte
- matowe wykończenie
- okrągła końcówka robocza
- dla dorosłych i dzieci
- stal nierdzewna chirurgiczna
- wielokrotnego użytku

Cechy z stosowania szczypczyków Magilla do intubacji

- część pracująca ma kształt oczodołu dla lepszego manewrowania rurkami podczas zabiegów
- odpowiedni kształt oraz wyprofilowanie ułatwią pracę profesjonalistą podczas zabiegów
- posiadają uniwersalne zastosowanie w anestezjologii, chirurgii, medycynie ratunkowej
- podlegają dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie nasyconą parą wodną w 134°C

W naszym sklepie mogą Państwo także zakupić inne kleszczyki naczyniowe tj.:

[PEAN](#), [KOCHER](#), [BABY-MIXTER](#), [CRILE](#), [DANDY](#), [GEMINI](#), [HARTMANN](#), [HEISS](#), [KELLY](#), [LERICHE](#), [MOSQUITO-DANDY](#), [HALSTEAD-MOSQUITO](#), [MICRO-MOSQUITO](#), [OVERHOLT-MIXTER](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 17cm , 20cm , 25cm