
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-naczyniowe-micro-mosquito-bez-zabka-wybor-rozmiarow-10cm-12cm-p-232.html>



Kleszczyki naczyniowe MICRO-MOSQUITO bez zębka - (wybór rozmiarów: 10cm, 12cm)

Cena brutto	12,85 zł
Cena netto	11,90 zł

Opis produktu

☐☐ Kleszczyki naczyniowe MICRO-MOSQUITO

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki naczyniowe MICRO-MOSQUITO, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

☐☐ Opis produktu

Kleszczyki naczyniowe **Micro-Mosquito - proste** to wysokiej jakości narzędzie chirurgiczne przeznaczone do **precyzyjnego zaciskania naczyń krwionośnych i delikatnych tkanek** podczas zabiegów chirurgicznych. Idealne do pracy w mikroskopowych i trudnodostępnych obszarach, zapewniają pełną kontrolę i bezpieczeństwo.

☐☐ Parametry techniczne

- ☐☐ **Długość całkowita:** 10cm, 12cm
- ☐☐ **Typ:** proste lub zagięte
- ☐☐ **Rodzaj:** naczyniowe (Micro-Mosquito)
- ☐☐ **Materiał:** stal chirurgiczna nierdzewna
- ☐☐ **Zastosowanie:** chirurgia naczyniowa, mikroskopowa, zabiegi operacyjne

☐ Najważniejsze cechy

- ☐☐ Precyzyjny uchwyt i ergonomiczna konstrukcja
- ☐☐ Doskonała kontrola nacisku na naczynia
- ☐☐ Odporność na korozję i trwałość przy wielokrotnym użyciu
- ☐☐ Możliwość sterylizacji w autoklawie
- ☐☐ Narzędzie wielorazowego użytku

☐☐ Informacje dodatkowe

Produkt jest **wyrobem medycznym**, przeznaczonym do stosowania przez **profesjonalny personel medyczny**.

W naszym sklepi mogą Państwo także zakupić inne kleszczyki naczyniowe tj.:

[BABY-MIXTER](#), [CRILE](#), [DANDY](#), [GEMINI](#), [HARTMANN](#), [HEISS](#), [KELLY](#), [LERICHE](#), [MOSQUITO-DANDY](#), [HALSTEAD-MOSQUITO](#), [MICRO-MOSQUITO](#), [OVERHOLT-MIXTER](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: proste , zagięte

Długość: 10cm , 12cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl