
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-opatrunkowe-foerster-25cm-okienkowe-gladkie-p-211.html>



Kleszczyki opatrunkowe FOERSTER 25cm okienkowe, gładkie

Cena brutto **25,81 zł**

Cena netto **23,90 zł**

Opis produktu

☐☐ Kleszczyki opatrunkowe FOERSTER 25cm okienkowe, gładkie

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki opatrunkowe FOERSTER 25cm, które wykonane jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczna wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Kleszczyki do materiałów opatrunkowych, okienkowe FOERSTER gładkie występują w wersji:

- prostej
- zagiętej

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ **Kleszczyki FOERSTER 25 cm** w wersji okienkowej, gładkiej — niezastąpione w zabiegach medycznych wymagających precyzyjnego chwytu oraz atraumatycznej pracy z tkankami.

☐☐ Opis produktu

☐☐ Kleszczyki FOERSTER to wysokiej jakości narzędzie przeznaczone do zabiegów chirurgicznych, ginekologicznych oraz opatrunkowych. Gładkie ramiona oraz okienkowa konstrukcja zapewniają delikatne, ale pewne trzymanie, bez ryzyka uszkodzenia tkanek.

Zagięta forma ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach pola operacyjnego.

☐☐ Parametry techniczne

- ☐☐ **Typ narzędzia:** kleszczyki FOERSTER
- ☐☐ **Długość:** 25 cm
- ☐☐ **Typ końcówki:** okienkowe
- ☐☐ **Powierzchnia chwytana:** gładka
- ↔ **Wyprofilowanie:** zagięte lub proste
- ☐☐ **Materiał:** stal nierdzewna medyczna
- ♻ **Narzędzie wielorazowe**
- ☐☐ Przystosowane do pełnej sterylizacji

☐☐ Zastosowanie

Kleszczyki FOERSTER są używane w:

- chirurgii ogólnej
- opatrunkach i tamponadach
- ginekologii

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: proste , zagięte

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl