

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-pean-naczyniowe-wybor-rozmiarow-13cm-14cm-16cm-18cm-20cm-22cm-24cm-26cm-40cm-p-234.html>



Kleszczyki PEAN naczyniowe - (wybór rozmiarów: 13cm, 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 22cm, 24cm, 26cm, 40cm)

Cena brutto	13,93 zł
Cena netto	12,90 zł

Opis produktu

Kleszczyki PEAN (ROCHESTER-PEAN)

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu **Kleszczyki PEAN**, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Profesjonalne **kleszczyki naczyniowe PEAN** to niezawodne narzędzie chirurgiczne przeznaczone do **zaciskania i podtrzymywania naczyń krwionośnych oraz tkanek** podczas zabiegów chirurgicznych, stomatologicznych i weterynaryjnych.

Wyposażone w **ząbkowane szczęki** zapewniają pewny chwyt, a **precyzyjny mechanizm zapadkowy** gwarantuje kontrolę siły nacisku. Wykonane ze **stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na korozję, dezynfekcję i autoklawowanie.

Specyfikacja techniczna

Cecha

Opis

Długość całkowita: 13cm, 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 22cm, 24cm, 26cm, 40cm

Materiał: Stal nierdzewna chirurgiczna

Kształt: Prosty lub zagięty

Zamknięcie: Mechanizm zapadkowy

Powierzchnia chwytana: Ząbkowana

Sterylizacja: Tak – autoklaw / środki chemiczne

Zastosowanie: Chirurgia, stomatologia, weterynaria

Stan produktu: Nowy

Najważniejsze cechy produktu

Cechy

Opis

Stal nierdzewna chirurgiczna: Trwała i odporna na korozję

-
- **Ergonomiczny uchwyt:** Wygoda i precyzja pracy
 - ⚙ **Mechanizm zapadkowy:** Stabilne i kontrolowane zaciskanie
 - **Ząbkowane końcówki:** Pewny chwyt naczyń i tkanek
 - ⚙ **Sterylizowalne:** Wielokrotnego użytku – do autoklawu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj:: proste , zagięte

Długość:: 13cm , 14cm , 16cm , 18cm , 20cm , 22cm , 24cm , 26cm , 40cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

