

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-pennington-koncowki-chwytne-okienkowe-trojkatne-wybor-rozmiarow-15cm-20cm-p-250.html>



Kleszczyki PENNINGTON końcówki chwytne okienkowe trójkątne - (wybór: rozmiarów: 15cm, 20cm)

Cena brutto	22,57 zł
Cena netto	20,90 zł

Opis produktu

Kleszczyki PENNINGTON końcówki chwytne okienkowe trójkątne

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki PENNINGTON, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Kleszcze PENNINGTON stosuje się podczas zabiegów do chwytania organów i tkanek m.in. tkanek (płucnej, żołądka, jelit, itd.), do zabezpieczenia języka u pacjentów, którzy są pod wpływem narkozy lub są nieprzytomni, do piercingu. (jako tzw. językotrzymacz). Instrument posiada rowkowaną powierzchnię chwytającą dzięki czemu nie będą się przesuwac na tkankach oraz dobrze uchwycą każdy przedmiot.

OPIS PRODUKTU

Profesjonalne **kleszczyki Pennington 20 cm** to wysokiej jakości **wyrób medyczny** przeznaczony do precyzyjnego chwytania i stabilizowania tkanek podczas zabiegów. Charakterystyczne **trójkątne, okienkowe końcówki chwytne** zapewniają pewny uchwyt oraz komfort pracy dla personelu medycznego.

☐ Idealne do zastosowań chirurgicznych, zabiegowych oraz ogólnomedycznych.

☐ Wykonane z trwałej stali nierdzewnej – odporność na korozję i wielokrotne procesy sterylizacji.

☐ NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- ☐ **Długość: 20 cm**
- ☐ **Trójkątne końcówki okienkowe** – stabilne i precyzyjne
- ☐ **Stal nierdzewna** wysokiej jakości
- ☐ **Mechanizm blokujący (zapadka)** zapewniający kontrolę chwytu
- ☐ Przystosowane do **wielokrotnej sterylizacji**
- ☐ Produkt przeznaczony dla **profesjonalistów medycznych**

☐ ZASTOSOWANIE

- ☐ procedury chirurgiczne
- ☐ zabiegi ambulatoryjne
- ☐ prace zabiegowe wymagające stabilnego uchwytu tkanek
- ☐ wyposażenie gabinetów i placówek medycznych

(Uwaga: Produkt jest wyrobem medycznym przeznaczonym do stosowania przez wykwalifikowany personel.)

☐ ZALETY

- ✓ ergonomiczny kształt
- ✓ pewny chwyt dzięki okienkowym końcówkom
- ✓ wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia

-
- ✓ precyzja wykonania

Parametry

- długość 15cm, 20cm
- okienkowe trójkątna
- ryflowany styl powierzchni roboczej
- niesterylne
- wielokrotnego użytku

Cechy kleszczyków do języka PENNINGTON

- wysoka jakość wykonania z stali nierdzewnej
- ryflowane końcówki powodują komfortowe chwytanie
- narzędzie wyważone a uchwyty dopasowane do ręki
- możliwość sterylizacji w autoklawie zgodnie z warunkami sterylizacji

Kleszczyki PENNINGTON okienkowe należą do grupy kleszczy wykorzystywanych w chirurgii ogólnej (przeważnie chirurgii jamy ustnej i gardła).

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 15cm , 20cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan

e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl