

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-uszne-hartmann-do-polipow-i-cial-obcych-koncowka-zagieta-w-gore-30mm-p-257.html>

Kleszczyki uszne HARTMANN do polipów i ciał obcych, końcówka zagięta w górę, Ø3.0mm

Cena brutto	52,49 zł
Cena netto	48,60 zł

Opis produktu

Kleszczyki uszne HARTMANN do polipów i ciał obcych, końcówka zagięta w górę, Ø3.0mm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki uszno-nosowe HARTMANN, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Kleszczyki uszne HARTMANN z końcówką zagiętą w górę zostały zaprojektowane do precyzyjnego chwytania i usuwania polipów oraz ciał obcych podczas procedur laryngologicznych. Konstrukcja instrumentu wspiera dokładność pracy w trudno dostępnych miejscach.

Najważniejsze zalety:

- Kończówka zagięta w górę ułatwiająca dostęp operacyjny
- Precyzyjna konstrukcja do zabiegów laryngologicznych
- Wykonanie z wysokiej jakości stali chirurgicznej
- Średnica końcówki Ø3,0 mm do pracy w ograniczonej przestrzeni
- Możliwość sterylizacji i wielokrotnego użytku
- Produkt przeznaczony do profesjonalnych zastosowań medycznych

Opis produktu

Kleszczyki uszne HARTMANN do polipów i ciał obcych to specjalistyczny instrument medyczny stosowany w laryngologii podczas procedur wymagających precyzyjnego chwytu i kontroli narzędzia. Kończówka zagięta w górę umożliwia wygodniejszy dostęp do trudno dostępnych obszarów oraz wspiera dokładność wykonywanych czynności.

Instrument wykonano z trwałej i odpornej na korozję stali chirurgicznej, co pozwala na wielokrotne użytkowanie po odpowiedniej dezynfekcji i sterylizacji zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do profesjonalnego użytkowania przez wykwalifikowany personel medyczny.

Specyfikacja techniczna

- Model: Kleszczyki uszne HARTMANN do polipów i ciał obcych
- Średnica końcówki: Ø3,0 mm

-
- Typ końcówki: zagięta w górę
 - Materiał: stal chirurgiczna
 - Produkt wielokrotnego użytku
 - Możliwość dezynfekcji i sterylizacji
 - Zastosowanie: laryngologia i procedury zabiegowe

Zastosowanie

Kleszczyki przeznaczone są do profesjonalnych procedur medycznych związanych z chwytaniem i usuwaniem polipów, ciał obcych oraz drobnych elementów podczas zabiegów laryngologicznych.

Produkt znajduje zastosowanie w:

- Szpitalach
- Gabinetach laryngologicznych
- Placówkach medycznych i zabiegowych
- Procedurach diagnostycznych oraz terapeutycznych

Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt posiada status wyrobu medycznego i powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi procedurami medycznymi.

Ważne informacje:

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego
- Używać wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny
- Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny instrumentu
- Produkt wymaga odpowiedniej dezynfekcji i sterylizacji przed użyciem
- Nie używać w przypadku uszkodzenia narzędzia

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl