

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-werthiem-z-zabkami-1x2-zeby-odgiete-dlugosc-23cm-p-263.html>



Kleszczyki WERTHIEM, z ząbkami, 1x2 zęby, odgięte, długość 23cm

Cena brutto **27,97 zł**

Cena netto **25,90 zł**

Opis produktu

Kleszczyki WERTHIEM, długość 23.0cm, 1x2 zęby, odgięte

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu łyżeczkę kostną model USA 16cm, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☑☑ Najważniejsze zalety

- ☑☑ Pewny chwyt dzięki końcówce 1x2 ząb
- ☑☑ Odgięta konstrukcja ułatwiająca pracę w głębokim polu operacyjnym
- ☑☑ Wydłużona forma (23 cm) zwiększająca zasięg i kontrolę
- ☑☑ Wysokiej jakości stal nierdzewna odporna na korozję
- ☑☑ Możliwość wielokrotnej sterylizacji

☑☑ Opis produktu

Kleszczyki chirurgiczne typu Wertheim o długości 23 cm to specjalistyczne narzędzie przeznaczone do chwytania i utrzymywania tkanek podczas zabiegów chirurgicznych. Charakterystyczna końcówka 1x2 ząb zapewnia stabilny i precyzyjny chwyt, minimalizując ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia.

Odgięta konstrukcja umożliwi wygodną pracę w trudno dostępnych obszarach operacyjnych, szczególnie w głębokim polu zabiegowym. Narzędzie wykonane jest z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, co gwarantuje trwałość oraz odporność na procesy dezynfekcji i sterylizacji.

⚙️ Specyfikacja techniczna

- ☑☑ Długość: 23,0 cm (9")
- ☑☑ Typ: Wertheim
- ☑☑ Kształt: odgięte
- ☑☑ Końcówka: 1x2 ząb
- ☑☑ Materiał: stal nierdzewna
- ☑☑ Wielokrotnego użytku: tak (po odpowiedniej sterylizacji)

☑☑ Zastosowanie

- ☑☑ Zabiegi chirurgiczne wymagające pewnego chwytu tkanek
- ☑☑ Chirurgia ogólna i specjalistyczna
- ☑☑ Procedury w gabinetach medycznych i weterynaryjnych
- ☑☑ Manipulacja tkankami w głębokim polu operacyjnym

⚠️ Bezpieczeństwo i certyfikaty

- ☑☑ Produkt stanowi wyrób medyczny zgodny z obowiązującymi przepisami UE

-
- □□ Oznakowanie CE potwierdzające zgodność z normami
 - □□ Wymaga czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji przed użyciem

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- △ Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny
- △ Końcówki z zębami wymagają ostrożnego stosowania, aby uniknąć uszkodzenia tkanek
- △ Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny narzędzia
- △ Nie używać w przypadku uszkodzenia lub zużycia
- △ Stosować zgodnie z przeznaczeniem i procedurami medycznymi

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl