

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kosciotrzymacz-kern-wybor-rozmiarow-17cm-21cm-p-150.html>



Kościotrzymacz KERN - (wybór rozmiarów: 17cm, 21cm)

Cena brutto **139,32 zł**

Cena netto **129,00 zł**

Opis produktu

☐☐ Kościotrzymacz, ustalacz kostny KERN, z zapadką blokującą

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu Kościotrzymacz KERN, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej.

☐☐ Opis produktu

Profesjonalne **kleszcze do trzymania kości KERN 20.0 cm** to precyzyjne narzędzie ortopedyczne stworzone do stabilnego chwytania i utrzymywania fragmentów kostnych podczas zabiegów chirurgicznych. Model wyposażony jest w **zapadkę blokującą**, umożliwiającą bezpieczne utrzymanie stałego zacisku bez konieczności ciągłego nacisku ręki — zwiększa to komfort oraz precyzję pracy chirurga.

Kleszcze do trzymania kości KERN są używane do manipulowania złamaniami kości na miejscu i do utrzymywania złamania w linii podczas umieszczania płytek i śrub. Kleszcze te są również używane podczas zabiegów na stawach w celu uchwycenia segmentu kości. Kleszczyki KERN mają długie, cienkie rękojeści z mechanizmem zapadkowym, który blokuje szczęki w miejscu. Szczęki wewnętrzne mają ząbki, które pozwalają na bezpieczne uchwycenie kości.

Narzędzie wykonane z wysokiej jakości **stali nierdzewnej** gwarantuje odporność na korozję i pełną kompatybilność z procesami wielokrotnej sterylizacji.

☐ Najważniejsze cechy produktu

- ☐☐ **Długość całkowita:** 20.0 cm
- ☐☐ **Zapadka blokująca** - stabilny i pewny chwyt
- ☐☐ Specjalna konstrukcja do trzymania kości
- ☐☐ Wysokiej jakości **stal nierdzewna medyczna**
- ☑ Przystosowane do **wielokrotnej sterylizacji**
- ☐☐ Ergonomiczny kształt ułatwiający precyzyjną pracę
- ☐☐ Idealne do profesjonalnego zastosowania ortopedycznego

☐☐ Zastosowanie

Narzędzie przeznaczone jest do:

- ☐☐ stabilnego chwytania fragmentów kostnych
- ☐☐ zabiegów ortopedycznych i traumatologicznych
- ☐☐ manipulacji i ustawiania kości w trakcie operacji

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 17.0cm , 21.0cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl