

---

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kosciotrzymacz-lewin-dlugosc-175cm-p-279.html>



## Kościotrzymacz LEWIN, długość 17.5cm

Cena brutto	<b>46,33 zł</b>
-------------	-----------------

Cena netto	<b>42,90 zł</b>
------------	-----------------

### Opis produktu

## ☐☐ Kościotrzymacz, ustalacz kostny LEWIN 17.5cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kościotrzymacz LEWIN 17.5cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### ☐☐ Opis produktu

**Kościotrzymacz LEWIN 17.5 cm** to specjalistyczny instrument chirurgiczny przeznaczony do stabilnego chwytania i utrzymywania fragmentów kości podczas zabiegów ortopedycznych. Charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją oraz ergonomicznym kształtem, zapewniającym kontrolę i komfort pracy.

---

### ☐ Najważniejsze cechy

- ☐☐ **Długość:** 17.5 cm
- ☐☐ **Precyzyjna końcówka chwytana** - idealna do fiksacji fragmentów kostnych
- ☐☐ **Stal nierdzewna klasy medycznej** - odporna na korozję i środki dezynfekujące
- ☐☐ **Możliwość sterylizacji**
- ☐☐ Przeznaczony do zastosowań chirurgicznych i ortopedycznych

---

### ☐☐ Zastosowanie

Kościotrzymacz LEWIN sprawdzi się podczas:

- ☐☐ stabilizacji fragmentów kości
- ☐☐ zabiegów ortopedycznych
- ☐☐ procedur chirurgicznych w warunkach klinicznych
- ☐☐ pracy w salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych

---

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl