

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kosciotrzymacz-samocentrujacy-z-gwintem-wybor-rozmiarow-15cm-19cm-24cm-p-280.html>



Kościotrzymacz samocentrujący z gwintem - (wybór rozmiarów: 15cm, 19cm, 24cm)

Cena brutto	139,32 zł
Cena netto	129,00 zł

Opis produktu

Ustalacz kostny, kościotrzymacz samocentrujący z gwintem

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu ustalacz kostny, kościotrzymacz samocentrujący z gwintem, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Profesjonalny **ustalacz kostny / kościotrzymacz samocentrujący 15 cm** został zaprojektowany do stabilnego chwytania, ustawiania i unieruchamiania fragmentów kostnych podczas zabiegów ortopedycznych i traumatologicznych. Wyposażony w **precyzyjny gwint regulacyjny**, umożliwia płynną i kontrolowaną regulację siły zacisku.

Samocentrujące kleszcze to wszechstronne narzędzie idealnie nadające się do wielu zabiegów wymagających manipulacji kości i tkanek kostnych. Unikalna samocentrująca konstrukcja z blokadą prędkości sprawia, że instrument ten jest bardzo skuteczny i dokładny. Kleszczyki samocentrujące mogą być używane do stabilizacji kości w zabiegach takich jak redukcja kości lub naprawa złamań. Kleszcze te dostępne są w 3 wariantach rozmiarowych.

Dolna szczeka o grubości **2,5 mm** zapewnia dokładne, stabilne podparcie fragmentu kostnego, co przekłada się na większą kontrolę podczas operacji.

Narzędzie wykonane jest z wysokiej jakości **stali nierdzewnej medycznej**, przystosowanej do wielokrotnej sterylizacji.

Najważniejsze cechy produktu

- **Długość całkowita:** 15 cm
- **Gwintowana regulacja zacisku**
- **Konstrukcja samocentrująca** - równomierny, stabilny chwyt
- **Dolna szczeka:** 2,5 mm
- **Stal nierdzewna klasy medycznej**
- **Przystosowany do wielokrotnej sterylizacji**
- **Wygodny, ergonomiczny uchwyt**
- **Przeznaczony do użytku profesjonalnego**

□□ Zastosowanie

Narzędzie przeznaczone do:

- □□ stabilizacji i manipulacji fragmentami kostnymi
- □□ zabiegów ortopedycznych
- □□ procedur traumatologicznych
- □□ ustawiania i utrzymywania kości w pożądanej pozycji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość: 15cm, 2.5mm , 19cm, 6.5mm , 24cm, 9.5mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

