

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kosciotrzymacz-ustalacz-kostny-dlugosc-14cm-p-278.html>



Kościotrzymacz, ustalacz kostny, długość 14cm

Cena brutto **45,25 zł**

Cena netto **41,90 zł**

Opis produktu

☐☐ KOŚCIOTRZYMACZ, USTALACZ KOSTNY 14cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu ustalacz kostny 14cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Opis produktu

Kościotrzymacz o długości **14 cm** to precyzyjny narzędzie chirurgiczne przeznaczone do stabilnego chwytania i utrzymywania fragmentów kostnych w trakcie zabiegów. Wykonany z **wysokiej jakości stali nierdzewnej**, odpornej na intensywne użytkowanie i wielokrotną sterylizację.

Konstrukcja narzędzia zapewnia **maksymalną kontrolę** oraz **stabilny chwyt**, co znacząco ułatwia pracę podczas procedur medycznych i badawczych.

☐ Najważniejsze cechy produktu

☐☐ **Długość: 14 cm**

☐☐ **Materiał:** Stal nierdzewna medyczna

☐☐ **Sterylizacja:** Autoklawowalny

☐☐ **Wytrzymałość:** Wysoka odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne

☐ **Ergonomia:** Precyzyjny uchwyt, wygodne szczęki trzymające

⚙️ **Przeznaczenie:** Ortopedia / Weterynaria / Pracownie badawcze

☐☐ Specyfikacja techniczna

Cecha

Wartość

☐ **Długość:** 14 cm

☐ **Materiał:** Stal nierdzewna medyczna

☐ **Sterylizacja:** Autoklaw

♾ **Waga:** Lekki, wygodny w obsłudze

☐ **Zastosowanie:** Medyczne / Weterynaryjne / Badawcze

☐☐ Zastosowanie

- ✓ Zabiegi ortopedyczne
- ✓ Weterynaria - małe i średnie zwierzęta
- ✓ Procedury laboratoryjne i badawcze
- ✓ Edukacja medyczna

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.

C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl