
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kosz-koszyk-do-sterylizacji-siatkowy-ze-stali-nierdzewnej-wybor-rozmiarow-p-281.html>



Kosz, Koszyk do sterylizacji siatkowy ze stali nierdzewnej - wybór rozmiarów

Cena brutto	189,00 zł
Cena netto	175,00 zł

Opis produktu

☐☐ Koszyk do sterylizacji siatkowy ze stali nierdzewnej

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu koszyk do sterylizacji siatkowy ze stali nierdzewnej, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Koszyk do sterylizacji siatkowy ze stali nierdzewnej w rozmiarach:

- **240x240x45mm,**
- **250x170x47mm,**
- **250x160x25mm,**
- **480x240x60mm,**
- **520x240x75mm,**
- **520x240x90mm.**

Opis produktu

☐☐ Profesjonalny **siatkowy koszyk do sterylizacji** wykonany z wysokiej jakości **stali nierdzewnej**, przeznaczony do bezpiecznego przechowywania, transportu oraz sterylizacji narzędzi medycznych. Idealny do autoklawów, myjni-dezynfektorów i standardowych procedur sterylizacyjnych.

☐ Najważniejsze cechy

- ☐☐ **Konstrukcja siatkowa** – doskonały przepływ pary i wody podczas sterylizacji
- ☐☐ **Wzmocnione krawędzie** – trwałość i stabilność użytkowania
- ☐☐ **Kompatybilny z autoklawami i myjniemi-dezynfektorami**
- ☐☐ Łatwy w czyszczeniu i odporny na wielokrotne procesy sterylizacji

☐☐ Zastosowanie

- Sterylizacja narzędzi medycznych
- Przechowywanie narzędzi w gabinecie
- Transport narzędzi po zabiegach
- Zastosowanie w szpitalach, gabinetach stomatologicznych, klinikach i laboratoriach

☐☐ Status produktu

✓ Wyrób medyczny

- ✓ Produkt fabrycznie nowy
- ✓ Spełnia normy jakości medycznej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 24x24x4.5cm , 25x16x2.5cm , 25x17x5xm , 48x24x6cm , 52x24x7.5cm , 52x24x9cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

