

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kulociag-ginekologiczny-pojedynczy-barrett-dlugosc-180-cm-p-282.html>



Kulociąg ginekologiczny pojedynczy BARRETT, długość 18.0 cm

Cena brutto **25,81 zł**

Cena netto **23,90 zł**

Opis produktu

Kulociąg ginekologiczny pojedynczy BARRETT, długość 18.0 cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kulociąg ginekologiczny pojedynczy BARRETT, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Kulociąg ginekologiczny pojedynczy BARRETT o długości 18,0 cm to specjalistyczne narzędzie medyczne przeznaczone do zastosowań ginekologicznych i zabiegowych wymagających precyzyjnego chwytu oraz stabilnej kontroli instrumentu.

Najważniejsze zalety:

- Konstrukcja przeznaczona do zastosowań ginekologicznych
- Wysokiej jakości stal chirurgiczna odporna na korozję
- Smukłe końcówki wspierające precyzję pracy
- Długość 18 cm zapewniająca wygodę użytkownika
- Możliwość sterylizacji i wielokrotnego użytku
- Łatwe utrzymanie w czystości i dezynfekcji

Opis produktu

Kulociąg ginekologiczny pojedynczy BARRETT to profesjonalny instrument medyczny wykorzystywany podczas procedur ginekologicznych oraz zabiegów wymagających stabilnego chwytu i precyzyjnej manipulacji w polu zabiegowym.

Narzędzie wyposażono w ergonomiczny uchwyt nożycowy oraz odpowiednio wyprofilowane końcówki wspierające komfort pracy personelu medycznego. Wykonanie z trwałej stali chirurgicznej zapewnia odporność na korozję oraz możliwość wielokrotnej sterylizacji zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do profesjonalnego użytkowania przez wykwalifikowany personel medyczny.

Specyfikacja techniczna

- Model: Kulociąg ginekologiczny pojedynczy BARRETT
- Długość całkowita: 18,0 cm
- Materiał: stal chirurgiczna
- Typ uchwytu: nożycowy
- Produkt wielokrotnego użytku

-
- Możliwość dezynfekcji i sterylizacji
 - Przeznaczenie: procedury ginekologiczne i zabiegowe
-

Zastosowanie

Kulociąg ginekologiczny BARRETT przeznaczony jest do profesjonalnych procedur ginekologicznych wymagających stabilizacji oraz precyzyjnej manipulacji podczas wykonywania zabiegów medycznych.

Produkt znajduje zastosowanie w:

- Szpitalach
 - Gabinetach ginekologicznych
 - Blokach zabiegowych
 - Placówkach medycznych i specjalistycznych
-

Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt posiada status wyrobu medycznego i powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi procedurami medycznymi.

Ważne informacje:

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego
- Używać wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny
- Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny instrumentu
- Produkt wymaga odpowiedniej dezynfekcji i sterylizacji przed użyciem
- Nie używać w przypadku uszkodzenia narzędzia

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl