
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/latarka-internistyczna-metalowa-p-293.html>

Latarka internistyczna (metalowa)



Cena brutto

17,17 zł

Cena netto

15,90 zł

Opis produktu

Latarka internistyczna, diagnostyczna metalowa (latarka lekarska).

Włącznik znajduje się w klipsie, latarka włącza się po docisnięciu klipsa do obudowy.

Cechy charakterystyczne:

- wygodna w użyciu i prosta w obsłudze.
- zasilana dwa bateriami AAA (baterie znajdują się w zestawie).

Produkt posiada deklarację zgodności CE.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: burgund , niebieski