

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/lopatka-szpatulka-do-jezyka-mayo-170cm-p-295.html>



## Łopatką, szpatułka do języka MAYO 17.0cm

Cena brutto **8,10 zł**

Cena netto **7,50 zł**

### Opis produktu

## Łopatką, szpatułka do języka MAYO 17.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu łopatką (szpatułka) do języka MAYO 17.0cm, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Narzędzie diagnostyczne dla gabinetów medycznych

Łopatką do języka **MAYO 17.0 cm** to wysokiej jakości narzędzie diagnostyczne używane w gabinetach lekarskich, laryngologicznych, stomatologicznych oraz podczas ogólnych badań jamy ustnej. Wykonana z trwałej, medycznej stali nierdzewnej, gwarantuje komfort, bezpieczeństwo i możliwość wielokrotnego użytku.

### Najważniejsze cechy produktu

- Model:** MAYO
- Długość:** 17.0 cm
- Materiał:** stal nierdzewna odporna na korozję
- Sterylizacja:** w pełni przystosowana do autoklawowania
- Gładkie, precyzyjnie wykończone krawędzie
- Ergonomiczny kształt zapewniający wygodny uchwyt
- Produkt wielorazowego użytku - trwały i niezawodny
- Zgodna z wymaganiami dla profesjonalnych wyrobów medycznych

### Zastosowanie

Idealna do:

- ✓ rutynowych badań jamy ustnej
- ✓ diagnostyki laryngologicznej

- 
- ✓ zabiegów stomatologicznych
  - ✓ kontroli stanu języka, gardła i jamy ustnej
  - ✓ pracy w gabinetach lekarskich, klinikach i placówkach medycznych

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

□ Wytwórca:  
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:  
F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl