

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/lusterka-lusterko-laryngologiczne-bez-raczki-wybor-rozmiarow-8mm-10mm-12mm-14mm-16mm-18mm-20mm-22mm-24mm-26mm-28mm-30mm-p-307.html>



## Lusterka, lusterko laryngologiczne bez rączki - (wybór rozmiarów: : 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm)

Cena brutto **5,94 zł**

Cena netto **5,50 zł**

### Opis produktu

## Lusterka, lusterko laryngologiczne

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu lusterko laryngologiczne, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Podany wymiar lusterka jest mierzony po zewnętrznej stronie lusterka razem z metalową obwódką. Jest to szczególnie ważne w przypadku małych lusterek, ponieważ metalowa obwódka ma ok.1mm, ponieważ dla lusterka o średnicy Ø12mm, pole "robocze" lusterka będzie miało średnicę ok. Ø10mm.

### Opis produktu

**Lusterko laryngologiczne** to wysokiej jakości instrument medyczny wykonany ze **stali nierdzewnej** i odpornego szkła optycznego. Przeznaczone jest do **ogłędzin jamy ustnej, gardła, krtani oraz struktur nosa i ucha**. Zapewnia wyraźny obraz bez zniekształceń i może być stosowane zarówno w gabinetach lekarskich, jak i w celach dydaktycznych.

### Specyfikacja produktu:

- **Rodzaj:** lusterko laryngologiczne
- **Średnica lustra:** Ø10mm, Ø12mm, Ø14mm, Ø16mm, Ø18mm, Ø20mm, Ø22mm, Ø24mm, Ø26mm, Ø28mm, Ø30mm.
- **Materiał:** stal nierdzewna + szkło optyczne
- **Powierzchnia:** polerowana (odporna na korozję)
- **Gwint:** standardowy, kompatybilny z większością uchwytów laryngologicznych
- **Możliwość sterylizacji:** tak (autoklaw, środki chemiczne)

### Zastosowanie:

- laryngologia, otolaryngologia
- badania jamy ustnej, gardła, krtani
- gabinety medyczne, kliniki, uczelnie
- zastosowanie weterynaryjne i dydaktyczne

---

#### ☐ **Zalety produktu:**

- ✓ wysoka jakość wykonania z trwałych materiałów
- ✓ wyraźne odbicie bez zniekształceń
- ✓ możliwość dezynfekcji i sterylizacji
- ✓ standardowy gwint – pasuje do większości rączek laryngologicznych
- ✓ odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Średnica lusterka:** Fig.00, Ø8mm , Fig.0, Ø10mm , Fig.1, Ø12mm , Fig.2, Ø14mm , Fig.3, Ø16mm , Fig.4, Ø18mm , Fig.5, Ø20mm , Fig.6, Ø22mm , Fig.7, Ø24mm , Fig.8, Ø26mm , Fig.9, Ø28mm , Fig.10, Ø30mm

#### Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

#### Dane kontaktowe

##### ☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

##### ☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

##### ☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo

---

tel. 603-477-248  
e-mail: [monamed@monamed.pl](mailto:monamed@monamed.pl)