
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/lusterko-stomatologiczne-powiekszajace-wybor-rozmiarow-22mm-24mm-p-672.html>



Lusterko stomatologiczne powiększające - (wybór rozmiarów: 22mm, 24mm)

Cena brutto	5,40 zł
Cena netto	5,00 zł

Opis produktu

Lusterko stomatologiczne powiększające

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu lusterko stomatologiczne powiększające.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Podany wymiar lusterka jest mierzony po zewnętrznej stronie lusterka razem z metalową obwódką. Jest to szczególnie ważne w przypadku małych lusterek, ponieważ metalowa obwódka ma ok.1mm, ponieważ dla lusterka o średnicy Ø12mm, pole "robocze" lusterka będzie miało średnicę ok. Ø10mm.

Posiadamy w sprzedaży następujące średnice lusterek stomatologicznych:

- Ø22mm,
- Ø24mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica lusterka:: Ø22mm , Ø24mm