

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/lyzeczka-kostna-model-usa-prosta-wybor-rozmiarow-p-317.html>



Łyżeczka kostna Model USA (prosta) - wybór rozmiarów

Cena brutto	23,65 zł
Cena netto	21,90 zł

Opis produktu

ŁYŻECZKA KOSTNA MODEL USA 16cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu łyżeczkę kostną model USA 16cm, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Łyżeczki kostne, również znane pod nazwą łyżki kostne, to narzędzia chirurgiczne, które dzięki swojej główce narzędziowej w kształcie łyżki o ostrych krawędziach służą w medycynie do usuwania martwej tkanki i oczyszczania jamy rany. Łyżeczki kostne wyjątkowo często stosuje się w stomatologii jako łyżeczki zębodołowe lub w dermatologii jako łyżeczki dermatologiczne.

W dermatologii łyżeczki kostne stosuje się przede wszystkim do chirurgicznego usuwania brodawek. Łyżeczki dermatologiczne służą również do pobierania próbek tkanki.

Łyżeczki chirurgiczne dostępne są w szerokim wyborze rozmiarów i kształtów, np. jako łyżeczki z wydrążonym trzonkiem lub z płaskimi końcówkami. Ponadto końcówki mogą być wygięte, zakrzywione lub proste, tak aby móc dopasować odpowiedni instrument do każdego przeznaczenia.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Dostępne rozmiary łyżeczki model USA w sprzedaży:

- Fig.1 => Ø2,2mm x 3,2mm,
- Fig.2 => Ø2,8mm x 4,2mm,
- Fig.3 => Ø3,5mm x 5,5mm,
- Fig.4 => Ø4,0mm x 6,0mm
- Fig.5 => Ø4,5mm x 6,5mm
- Fig.6 => Ø5,0mm x 7,0mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj i wielkość łyżeczki: Fig.1, 2.2mmx3.2mm , Fig.2, 2.8mmx4.2mm , Fig.3, 3.5mmx5.5mm , Fig.4, 4.0mmx6.0mm , Fig.5, 4.5mmx6.0mm , Fig.6, 5.0mmx7.0mm