

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/lyzeczka-kostna-model-usa-zagieta-lewa-wybor-rozmiarow-p-318.html>



Łyżeczka kostna Model USA zagięta lewa - wybór rozmiarów

Cena brutto **23,65 zł**

Cena netto **21,90 zł**

Opis produktu

ŁYŻECZKA KOSTNA MODEL USA 16cm, zagięta lewa

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu łyżeczkę kostną model USA 16cm, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Łyżeczki kostne, również znane pod nazwą łyżki kostne, to narzędzia chirurgiczne, które dzięki swojej główce narzędziowej w kształcie łyżki o ostrych krawędziach służą w medycynie do usuwania martwej tkanki i oczyszczania jamy rany. Łyżeczki kostne wyjątkowo często stosuje się w stomatologii jako łyżeczki zębodołowe lub w dermatologii jako łyżeczki dermatologiczne.

W dermatologii łyżeczki kostne stosuje się przede wszystkim do chirurgicznego usuwania brodawek. Łyżeczki dermatologiczne służą również do pobierania próbek tkanki.

Łyżeczki chirurgiczne dostępne są w szerokim wyborze rozmiarów i kształtów, np. jako łyżeczki z wydrążonym trzonkiem lub z płaskimi końcówkami. Ponadto końcówki mogą być wygięte, zakrzywione lub proste, tak aby móc dopasować odpowiedni instrument do każdego przeznaczenia.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Dostępne rozmiary łyżeczki model USA w sprzedaży:

- Fig.1 => 2,2mm x 3,2mm,
- Fig.2 => 2,8mm x 4,2mm,
- Fig.3 => 3,5mm x 5,5mm,
- Fig.4 => 4,0mm x 6,0mm,
- Fig.5 => 4,5mm x 6,5mm,
- Fig.6 => 5,0mm x 7,0mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj i wielkość łyżeczki: Fig.1, 2.2mm x 3.2mm , Fig.2, 2.8mm x 4.2mm , Fig.3, 3.5mm x 5.5mm , Fig.4, 4.0mm x 6.0mm , Fig.5, 4.5mm x 6.0mm , Fig.6, 5.0mm x 7.0mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

-
1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
 2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
 3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
 4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
 5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
 6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
 7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
 8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
 9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
 10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl