

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/lyzeczka-kostna-volkmann-wybor-rozmiarow-3x4mm-3x55mm-45x6mm-6x8mm-7x9mm-8x11mm-9x13mm-10x14mm-11-5x17mm-13x19mm-p-320.html>



Łyżeczka kostna VOLKMANN - (wybór rozmiarów: 3x4mm, 3x5.5mm, 4.5x6mm, 6x8mm, 7x9mm, 8x11mm, 9x13mm, 10x14mm, 11,5x17mm, 13x19mm)

Cena brutto	24,73 zł
Cena netto	22,90 zł

Opis produktu

ŁYŻECZKA KOSTNA VOLKMANN

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu łyżeczkę kostną VOLKMANN, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Łyżeczki kostne, również znane pod nazwą łyżki kostne, to narzędzia chirurgiczne, które dzięki swojej główce narzędziowej w kształcie łyżki o ostrych krawędziach służą w medycynie do usuwania martwej tkanki i oczyszczania jamy rany. Łyżeczki kostne wyjątkowo często stosuje się w stomatologii jako łyżeczki zębodołowe lub w dermatologii jako łyżeczki dermatologiczne.

W dermatologii łyżeczki kostne stosuje się przede wszystkim do chirurgicznego usuwania brodawek. Łyżeczki dermatologiczne służą również do pobierania próbek tkanki.

Łyżeczki chirurgiczne dostępne są w szerokim wyborze rozmiarów i kształtów, np. jako łyżeczki z wydrążonym trzonkiem lub z płaskimi końcówkami. Ponadto końcówki mogą być wygięte, zakrzywione lub proste, tak aby móc dopasować odpowiedni instrument do każdego przeznaczenia.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Dostępne rozmiary łyżeczki VOLKMANN w sprzedaży:

- Fig. 0000 => 3mm x 4mm,
- Fig.000 => 3.5mm x 5mm,
- Fig.00 => 4.5mm x 6mm,
- Fig.0 => 6mm x 8mm,
- Fig.1 => 7mm x 9mm,
- Fig.2 => 8mm x 11mm,
- Fig.3 => 9mm x 13mm,
- Fig.4 => 10mm x 14mm,
- Fig.5 => 11.5mm x 17mm,
- Fig.6=> 13mm x 19mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj i wielkość łyżeczki: Fig.0, 6mmx8mm , Fig.00, 4.5mmx6mm , Fig.000, 3.5mmx5mm , Fig.0000, 3mmx4mm , Fig.1, 7mmx9mm , Fig.2, 8mmx11mm , Fig.3, 9mmx13mm , Fig.4, 10mmx14mm , Fig.5, 11.5mmx17mm , Fig.6, 13mmx19mm