

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/miseczka-medyczna-gallipot-wybor-rozmiarow-60mm-80mm-100mm-p-331.html>



## Miseczka medyczna GALLIPOT - (wybór rozmiarów: Ø60mm, Ø80mm, Ø100mm)

Cena brutto **21,49 zł**

Cena netto **19,90 zł**

### Opis produktu

## Miseczka medyczna GALLIPOT

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu miseczkę medyczną GALLIPOT, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Posiadamy w sprzedaży dostępne Miseczka medyczna GALLIPOT o średnicach:

- **Ø6cm, wysokość 3cm,**
- **Ø8cm, wysokość 5cm,**
- **Ø10cm. wysokość 5,5cm**

### ☐☐ Opis produktu

Miseczka medyczna **GALLIPOT** to praktyczny pojemnik stosowany w gabinetach chirurgicznych, stomatologicznych, kosmetycznych oraz weterynaryjnych. Wykonana ze **stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na korozję, uszkodzenia mechaniczne i wysoką temperaturę.

Idealna do przechowywania: - drobnych narzędzi, - materiałów opatrunkowych, - płynów, - preparatów zabiegowych.

## ⚙️ Specyfikacja techniczna

☐☐ **Cecha**

☐☐ **Opis**

☐☐ **Materiał:** Stal nierdzewna chirurgiczna

☐☐ **Zastosowanie:** Płyny, narzędzia, tampony, akcesoria

⚙️ **Sterylizacja:** Autoklaw / środki chemiczne

☐☐ **Stan produktu:** Nowy

### ☐☐ Najważniejsze cechy produktu

☐☐ **Cechy**

☐☐ **Opis**

☐☐ **Stal chirurgiczna:** Trwała, odporna na korozję, wielorazowego użytku

☐☐ **Wielozadaniowa:** Do narzędzi, płynów, materiałów opatrunkowych

---

☞ **Sterylizowalna:** Możliwość autoklawowania

☐ **Gładkie krawędzie:** Bezpieczne dla użytkownika

☐ **Zastosowanie medyczne:** Chirurgia, stomatologia, weterynaria, kosmetologia

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Średnica miski:** Ø100mm , Ø60mm , Ø80mm

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl