

---

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/miska-medyczna-metalowa-wybor-rozmiarow-120mmx60mm-150mmx70mm-180mmx90mm-200mmx100mm-p-332.html>



## Miska medyczna metalowa - (wybór rozmiarów: Ø120mmx60mm, Ø150mmx70mm, Ø180mmx90mm, Ø200mmx100mm)

Cena brutto **16,09 zł**

Cena netto **14,90 zł**

---

### Opis produktu

## ☐☐☐☐ Miska medyczna metalowa

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu miseczkę medyczna metalowa, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Posiadamy w sprzedaży dostępne miska medyczna metalowa o wymiarach:

- Ø12cm, wysokość 6cm,
- Ø15cm, wysokość 7cm,
- Ø18cm, wysokość 9cm,
- Ø20cm, wysokość 10cm

### Wyrób medyczny do zastosowań zabiegowych i diagnostycznych

### ☐☐ Opis produktu

Metalowa **miska medyczna** to praktyczne i niezbędne wyposażenie każdego gabinetu, sali zabiegowej, oddziału szpitalnego czy laboratorium. Przeznaczona jest do **gromadzenia materiałów, narzędzi, płynów** oraz do wykonywania czynności pomocniczych podczas procedur medycznych.

Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, zapewnia trwałość, łatwe czyszczenie oraz możliwość wielokrotnej sterylizacji.

---

### ☐☐ Parametry techniczne

- ☐☐ **Średnica:** Ø 12 cm
- ☐☐ **Wysokość:** 6 cm
- ☐☐ **Materiał:** stal nierdzewna (klasa medyczna)
- ☐☐ **Zastosowanie:** gabinety lekarskie, zabiegowe, laboratoria, oddziały szpitalne

---

### ☐ Najważniejsze cechy

- ☐☐ Uniwersalna miska do wielu zastosowań klinicznych

- 
- Odporna na korozję i uszkodzenia
  - Łatwa w czyszczeniu i sterylizacji (autoklaw)
  - Stabilna konstrukcja i wygodny kształt
  - Produkt wielorazowego użytku
- 

## Informacje dodatkowe

Produkt jest **wyrobem medycznym**, przeznaczonym do użytku przez **profesjonalny personel medyczny**.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Średnica i wysokość miski:** ∅120mm x 60mm , ∅150mm x 70mm , ∅180mm x 90mm , ∅200mm x 100mm

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

### Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

### Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

### Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl

