

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/miska-metalowa-medyczna-do-mycia-wybor-rozmiarow-4l-5.5l-p-333.html>



Miska metalowa medyczna do mycia - (wybór rozmiarów: 4L, 5.5L)

Cena brutto **43,09 zł**

Cena netto **39,90 zł**

Opis produktu

Miska medyczna metalowa

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu miskę medyczna metalowa, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Posiadamy w sprzedaży dostępne miski medyczne metalowe o wymiarach:

- **Ø30cm, pojemność 4L,**
- **Ø35cm, pojemność 5,5L**

☐☐ **Naczynie ze stali nierdzewnej do zastosowań medycznych**

☐☐ **Wytrzymała miska medyczna metalowa** to podstawowy element wyposażenia gabinetów zabiegowych, szpitali, klinik oraz laboratoriów. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, zapewnia trwałość, odporność na czynniki chemiczne i pełną sterylność użytkowania.

☐ **Najważniejsze cechy produktu**

☐☐ **Średnica:** Ø35cm, Ø30cm

☐☐ **Materiał:** stal nierdzewna medyczna

☐☐ **Sterylizacja:** pełna możliwość stosowania w autoklawie

☐☐ Odporność na zarysowania i korozję

☐☐ Idealna do płynów, narzędzi i materiałów medycznych

☐☐ Przeznaczona do użytku w szpitalach, gabinetach i placówkach medycznych

☐☐ **Zastosowanie**

Miska idealnie sprawdzi się w:

- ✓ gabinetach zabiegowych
- ✓ szpitalach i klinikach

-
- ✓ laboratoriach
 - ✓ procedurach pielęgnacyjnych i diagnostycznych
 - ✓ przechowywaniu i myciu narzędzi

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica miski i pojemność: Ø300mm, 4L , Ø350mm, 5.5L

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

