

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/mlotek-kostny-collin-200cm-30mm-220g-p-335.html>



Młotek kostny COLLIN 20.0cm, Ø30mm, 220g

Cena brutto **72,36 zł**

Cena netto **67,00 zł**

Opis produktu

☐☐☐☐ Młotek kostny COLLIN 20.0cm, Ø30mm, 220g

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu młotek kostny COLLIN 20.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Opis produktu

Młotek kostny **Collin** to wysokiej klasy narzędzie chirurgiczne przeznaczone do **kontrolowanego uderzania w dłuta, osteotomie oraz inne narzędzia ortopedyczne**. Zaprojektowany tak, aby zapewniać precyzję, stabilność i pewny chwyt podczas zabiegów wymagających odpowiedniej siły i wyczucia.

☐☐ Parametry techniczne

- ☐☐ **Długość całkowita:** 20,0 cm
- ☐☐ **Średnica głowicy:** Ø 30 mm
- ☐☐ **Waga:** 220 g
- ☐☐ **Materiał:** stal nierdzewna / stal chirurgiczna
- ☐☐ **Zastosowanie:** ortopedia, chirurgia urazowa, zabiegi operacyjne

☐ Najważniejsze cechy

- ☐☐ Precyzyjnie wyważony – idealny do prac kostnych
- ☐☐ Stabilny, masywny uchwyt gwarantujący pewny chwyt
- ☐☐ Trwała stal odporna na korozję i uszkodzenia
- ☐☐ Możliwość wielokrotnej sterylizacji w autoklawie
- ☐☐ Narzędzie wielorazowego użytku

☐☐ Informacje dodatkowe

Produkt jest **wyrobem medycznym**, przeznaczonym do stosowania przez **profesjonalny personel medyczny**.

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl