

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/mlotek-neurologiczny-berliner-200cm-p-337.html>



Młotek neurologiczny BERLINER 20.0cm

Cena brutto **16,20 zł**

Cena netto **15,00 zł**

Opis produktu

☐☐ Młotek neurologiczny BERLINER 20.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu młotek neurologiczny BERLINER, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Opis produktu

Profesjonalny **młotek neurologiczny BERLINER 20.0 cm** to klasyczne narzędzie diagnostyczne używane do **badania odruchów neurologicznych** u pacjentów. Wyposażony w **gumowe, miękkie końcówki** zapewniające precyzyjne i bezpieczne testowanie odruchów ścięgniastych.

Ergonomiczna, **metalowa rączka ze stali nierdzewnej** gwarantuje pewny chwyt i doskonałe wyważenie narzędzia, co umożliwia dokładną diagnostykę w warunkach klinicznych i edukacyjnych.

⚙️ Specyfikacja techniczna

☐☐ Cecha

☐☐ Opis

☐☐ **Długość całkowita:** 20.0 cm

☐☐ **Materiał:** Stal nierdzewna chirurgiczna + końcówki gumowe

♁ **Waga:** Około 100 g

☐☐ **Rodzaj młotka:** BERLINER – klasyczny typ diagnostyczny

♁ **Sterylizacja:** Tak – autoklaw / środki dezynfekcyjne

☐☐ **Zastosowanie:** Neurologia, diagnostyka, fizjoterapia

☐☐ **Stan:** Nowy

☐☐ Najważniejsze cechy produktu

☐☐ Cechy

☐☐ Opis

☐☐ **Stal nierdzewna chirurgiczna:** Trwała, odporna na korozję i dezynfekcję

☐☐ **Precyzyjny balans:** Zapewnia dokładne i kontrolowane uderzenia

• **Miękkie końcówki gumowe:** Bezpieczne dla pacjenta, delikatne w użyciu

☸ **Sterylizowalny:** Możliwość autoklawowania i dezynfekcji

☑ **Zastosowanie profesjonalne:** Neurologia, fizjoterapia, szkolenia medyczne

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl