

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/mlotek-neurologiczny-taylor-200cm-p-341.html>



Młotek neurologiczny TAYLOR 20.0cm

Cena brutto **17,28 zł**

Cena netto **16,00 zł**

Opis produktu

Młotek neurologiczny TAYLOR 20.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu młotek neurologiczny TAYLOR, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Najważniejsze zalety

Młotek neurologiczny typu TAYLOR to podstawowe narzędzie diagnostyczne umożliwiające ocenę odruchów neurologicznych. Zapewnia wygodę użytkownika, dobrą kontrolę siły uderzenia oraz trwałość w codziennej pracy medycznej.

Opis produktu

Młotek neurologiczny TAYLOR o długości 20 cm to klasyczne narzędzie stosowane w diagnostyce neurologicznej. Wyposażony w gumową główkę oraz lekką, dobrze wyważoną rękojeść, umożliwia precyzyjne wywołanie odruchów ścięgniastych. Konstrukcja zapewnia komfort pracy oraz powtarzalność badania. Produkt wykonany z materiałów odpornych na zużycie i łatwych do utrzymania w czystości.

Specyfikacja techniczna

- Długość całkowita: 20 cm
- Typ: młotek neurologiczny TAYLOR
- Materiał rękojeści: tworzywo sztuczne / metal (w zależności od wersji)
- Główka: gumowa, obustronna
- Konstrukcja: lekka, ergonomiczna
- Możliwość dezynfekcji: tak

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do stosowania w placówkach medycznych oraz gabinetach specjalistycznych:

- ocena odruchów neurologicznych
- badanie odruchów ścięgniastych
- diagnostyka układu nerwowego

Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt jest wyrobem medycznym przeznaczonym do profesjonalnego użytku.

- Klasyfikacja: wyrób medyczny zgodny z przepisami UE
- Oznakowanie CE (deklaracja zgodności producenta)
- Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem
- Produkt powinien być dezynfekowany przed i po użyciu
- Nie używać w przypadku uszkodzenia elementów roboczych
- Przeciwwskazania: unikać stosowania w miejscach objętych urazami lub stanami zapalnymi

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl