

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/mlotek-ortopedyczny-165cm-20mm-140g-p-343.html>



Młotek ortopedyczny 16.5cm, Ø20mm, 140g

Cena brutto **71,28 zł**

Cena netto **66,00 zł**

Opis produktu

Młotek ortopedyczny 16.5cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu młotek ortopedyczny 16.5cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Młotek ortopedyczny o długości 16,5 cm to specjalistyczne narzędzie chirurgiczne przeznaczone do precyzyjnych uderzeń podczas zabiegów ortopedycznych i chirurgicznych. Konstrukcja zapewnia kontrolę siły uderzenia i minimalizuje ryzyko uszkodzenia tkanek.

Instrument wykonany jest z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, co gwarantuje trwałość oraz odporność na wielokrotne procesy dezynfekcji i sterylizacji. Ergonomiczny uchwyt wspiera komfort pracy i bezpieczeństwo użytkownika.

Najważniejsze zalety

- Precyzyjne uderzenia w procedurach ortopedycznych
- Wysokiej jakości stal chirurgiczna odporna na korozję
- Długość 16,5 cm - ergonomiczny i wygodny w użyciu
- Narzędzie wielokrotnego użytku - możliwość sterylizacji
- Idealny do zastosowań profesjonalnych w chirurgii i ortopedii

Specyfikacja techniczna

- Długość całkowita: 16,5 cm
- Materiał: stal chirurgiczna
- Typ: młotek ortopedyczny
- Wielorazowego użytku: tak
- Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)
- Klasa wyrobu: wyrób medyczny

Zastosowanie

Młotek ortopedyczny przeznaczony jest do zastosowań medycznych, w szczególności:

- do procedur ortopedycznych i chirurgicznych
- w stabilizacji lub manipulacji kośćmi i implantami
- w szpitalach, klinikach i gabinetach chirurgicznych
- dla wykwalifikowanego personelu medycznego wymagającego precyzji

Bezpieczeństwo i certyfikaty

-
- □□ Produkt spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 - □ Oznakowanie CE
 - △ Wyrób medyczny - stosować zgodnie z instrukcją użytkowania
 - △ Przed użyciem należy przeprowadzić mycie, dezynfekcję i sterylizację
 - △ Nie stosować w przypadku uszkodzenia narzędzia
 - △ Niewłaściwe użycie może prowadzić do urazów tkanek
 - △ Produkt przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl