

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/mlotek-williger-240cm-wybor-wielkosci-p-346.html>



Młotek WILLIGER 24.0cm - wybór wielkości

Cena brutto **96,12 zł**

Cena netto **89,00 zł**

Opis produktu

☐☐☐☐ MŁOTEK KOSTNY WILLIGER 24.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu młotek kostny WILLIGER 24cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Opis produktu

Młotek WILLIGER to wysokiej jakości instrument chirurgiczno-ortopedyczny przeznaczony do procedur wymagających precyzyjnego uderzenia, takich jak osadzanie implantów, manipulacja narzędziami kostnymi czy przygotowanie pola zabiegowego. Solidna konstrukcja oraz odpowiednio dobrana waga zapewniają skuteczność i pełną kontrolę podczas pracy.

☐ Najważniejsze cechy

- ☐☐ **Długość całkowita:** 24.0 cm
- ☐☐ **Średnica obucha:** Ø26mm, Ø20mm, Ø30mm,
- ☐☐ **Waga:** 300g, 340g, 400 g
- ☐☐ **Wyważona konstrukcja** - doskonała kontrola siły uderzenia
- ☐☐ **Stal nierdzewna klasy medycznej** - odporna na korozję i środki dezynfekujące
- ☐☐ **Możliwość sterylizacji**
- ☐☐☐ Przeznaczony do zastosowań ortopedycznych i chirurgicznych

☐☐ Zastosowanie

Młotek WILLIGER idealnie sprawdzi się podczas:

- ☐☐ zabiegów ortopedycznych
- ☐☐ osadzania i dopasowywania implantów
- ☐☐ współpracy z dłutami, odgryzaczami oraz instrumentami kostnymi
- ☐☐ procedur operacyjnych wymagających kontrolowanego uderzenia

☐☐ Atesty i zgodność

- ☐☐ ✓ Certyfikowany **wyrób medyczny**

-
- ✓ Spełnia normy jakości instrumentów chirurgicznych
 - ✓ Odpowiedni do profesjonalnego użytku klinicznego

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica młotka i ciężar: Ø26mm, 300g , Ø28mm, 340g , Ø30mm, 400g

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl