

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nakladacz-stomatologiczny-dlugosc-175cm-p-348.html>



Nakładacz stomatologiczny, długość 17.5cm

Cena brutto **7,02 zł**

Cena netto **6,50 zł**

Opis produktu

☐☐ Nakładacz stomatologiczny 17.5cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nakładacz stomatologiczny 17.5cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐Opis produktu

Profesjonalny **nakładacz stomatologiczny 17.5 cm** to wysokiej jakości narzędzie przeznaczone do **aplikacji, modelowania oraz formowania materiałów stomatologicznych** w trakcie zabiegów. Dzięki **precyzyjnie wykonanym końcówkom roboczym**, umożliwia dokładne rozprowadzenie i kształtowanie kompozytów, cementów czy wypełnień.

Wykonany z **wysokogatunkowej stali nierdzewnej chirurgicznej**, gwarantuje **odporność na korozję, środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę**. Może być **wielokrotnie sterylizowany w autoklawie**, zachowując swoje właściwości przez długi czas użytkowania.

Ergonomiczny kształt zapewnia **pewny chwyt i komfort pracy** zarówno w gabinecie stomatologicznym, jak i w laboratorium protetycznym.

⚙️ Specyfikacja techniczna

☐☐Cecha

☐☐Opis

☐☐**Długość całkowita:** 17.5 cm

☐☐**Materiał:** Stal nierdzewna chirurgiczna

☐☐**Konstrukcja:** Dwustronna - różne końcówki robocze

☐☐**Zastosowanie:** Stomatologia zachowawcza, protetyka

⚙️ **Sterylizacja:** Tak - autoklaw / środki chemiczne

☐☐**Stan produktu:** Nowy

☐☐Najważniejsze cechy produktu

☐☐Cechy

☐☐Opis

☐ **Stal nierdzewna chirurgiczna:** Odporność na korozję i środki dezynfekcyjne

☐ **Dwustronny:** Dwie końcówki robocze o różnym kształcie

☐ **Ergonomiczny uchwyt:** Pewny chwyt i precyzyjna kontrola ruchów

☐ **Długość 17.5 cm:** Optymalna dla komfortu pracy

☞ **Sterylizowalny:** Do autoklawowania i dezynfekcji chemicznej

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl