

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nerka-medyczna-metalowa-wybor-rozmiarow-150mm-200mm-250mm-300mm-p-353.html>



Nerka medyczna metalowa - (wybór rozmiarów: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm)

Cena brutto	18,25 zł
Cena netto	16,90 zł

Opis produktu

Nerka medyczna metalowa

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nerkę medyczną, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

☐☐ W sprzedaży posiadamy następujące długości nerek medycznych:

- **15cm, 250ml**
- **20cm, 500ml**
- **25cm, 750ml**
- **30cm, 1500ml**

☐☐ Opis produktu

Metalowa **nerka medyczna** to uniwersalne i niezbędne naczynie pomocnicze stosowane w gabinetach lekarskich, chirurgicznych, stomatologicznych, kosmetycznych oraz weterynaryjnych. Idealna do przechowywania narzędzi, materiałów opatrunkowych, płynów, gazików czy drobnych akcesoriów medycznych.

Wykonana z **wysokiej jakości stali nierdzewnej**, jest odporna na korozję, łatwa w czyszczeniu i przystosowana do **wielokrotnej sterylizacji**.

⚙️ Specyfikacja techniczna

☐☐ Cecha

☐☐ Opis

☐☐ **Długość całkowita:** 15cm, 20cm, 25mm, 30mm

☐☐ **Materiał:** Stal nierdzewna

☐☐ **Zastosowanie:** Narzędzia, gaziki, płyny, odpady medyczne

☘️ **Sterylizacja:** Autoklaw / dezynfekcja chemiczna

☐☐ **Krawędzie:** Gładkie, bezpieczne, profilowane

☐☐ **Stan produktu:** Nowy

☐☐ Najważniejsze cechy produktu

☐☐ Cechy

☐☐ Opis

- ☐☐ **Odporna stal nierdzewna:** Trwała, odporna na rdzę i uszkodzenia
- ☐☐ **Szerokie zastosowanie:** Idealna do narzędzi, płynów i materiałów opatrunkowych
- ☐☐ **Wielokrotna sterylizacja:** Nadaje się do autoklawu
- ☐☐ **Ergonomiczny kształt:** Klasyczna forma „nerki” — wygodna w użyciu
- ☐☐ **Użycie medyczne i kosmetyczne:** Gabinety medyczne, salony beauty, weterynaria

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość nerki: 150mm , 200mm , 250mm , 300mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl