

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyce-do-ciecia-gipsu-seutin-200cm-p-366.html>



Nożyce do cięcia gipsu SEUTIN 20.0cm

Cena brutto

86,29 zł

Cena netto

79,90 zł

Opis produktu

✂ Nożyce do cięcia gipsu SEUTIN 20.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyce do gipsu SEUTIN 20.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Nożyce do gipsu SEUTIN 20.0 cm to specjalistyczny instrument medyczny przeznaczony do bezpiecznego usuwania opatrunków gipsowych. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, zapewniają trwałość, precyzję cięcia oraz odporność na dezynfekcję.

Najważniejsze cechy produktu

- **Długość:** 20 cm
- **Specjalna konstrukcja tnąca** – ułatwia cięcie bez ryzyka uszkodzenia skóry pacjenta
- **Wysokiej klasy stal nierdzewna** – odporna na korozję i środki dezynfekujące
- **Możliwość sterylizacji**
- **Przeznaczenie:** placówki medyczne, gabinety ortopedyczne, SOR, prywatne praktyki lekarskie
- **Produkt fabrycznie nowy,**

Zastosowanie

Nożyce SEUTIN idealnie sprawdzają się podczas:

- zdejmowania opatrunków gipsowych
- pracy w gabinetach ortopedycznych
- zastosowań klinicznych i ambulatoryjnych

Atesty i zgodność

- ✓ Produkt klasyfikowany jako **wyrób medyczny**
- ✓ Spełnia niezbędne normy jakości
- ✓ Przystosowany do pracy w środowisku medycznym

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl