
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyce-stille-do-cięcia-gipsu-wybor-rozmiarow-23cm-26cm-37cm-p-367.html>



Nożyce STILLE do cięcia gipsu - (wybór rozmiarów: 23cm, 26cm, 37cm)

Cena brutto **171,72 zł**

Cena netto **159,00 zł**

Opis produktu

✂ Nożyce STILLE do cięcia gipsu

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyce do gipsu STILLE, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ **Wyrób medyczny do cięcia opatrunków gipsowych**

☐☐ Nożyce **STILLE** to wysokiej klasy narzędzie chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego i skutecznego cięcia opatrunków gipsowych oraz innych twardych materiałów opatrunkowych. Solidna konstrukcja, ergonomiczny chwyt i precyzyjne ostrza sprawiają, że są one niezawodnym narzędziem dla personelu medycznego.

☐ **Najważniejsze cechy produktu**

☐☐ **Długość całkowita:** 23cm, 26cm, 37cm

☐☐ **Materiał:** wysokogatunkowa stal nierdzewna

☐☐ **Możliwość sterylizacji w autoklawie**

☐☐ Wytrzymała konstrukcja odporna na odkształcenia

☐☐ Pewny i wygodny chwyt

☐☐ Specjalna geometria ostrzy ułatwiająca cięcie twardych opatrunków

☐☐ Przystosowane do intensywnego użytkowania w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych

☐☐ **Zastosowanie**

Nożyce do gipsu STILLE idealnie sprawdzają się w:

✓ oddziałach ortopedycznych

-
- ✓ izbach przyjęć
 - ✓ gabinetach zabiegowych
 - ✓ przy usuwaniu opatrunków gipsowych i syntetycznych

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 23.0cm , 26.0cm , 37.0cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl