

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-chirurgiczne-14cm-tepo/tepe-z-twarda-wkladka-utwardzana-weglikiem-wolframu-tc-p-696.html>



Nożyczki chirurgiczne 14cm tępo/tepe z twardą wkładką utwardzaną węglikiem wolframu, TC

| | |
|-------------|-----------------|
| Cena brutto | 79,92 zł |
| Cena netto | 74,00 zł |

Opis produktu

Nożyczki chirurgiczne 14cm z wkładką utwardzaną węglikiem wolframu, TC

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki MAYO, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku, mogą być poddawany procesowi sterylizacji.

W sprzedaży posiadamy w dostępne rodzaje nożyczek z wkładką utwardzaną węglikiem wolframu:

- długość: 14cm
- rodzaje końcówek tnących
 - ostro/ostre
 - ostro/tepe
 - tępo/tepe
- podzaje profilu
 - proste
 - zagięte

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych

W naszym sklepie mogą Państwo także zakupić inne nożyczki chirurgiczne tj.:

[WERTHIEM](#), [DOYEN](#), [MAYO-NOBLE](#), [MAYO-STILLE](#), [CUTICLE](#), [BRUNS](#), [IRIS](#), [JOSEPH](#), [SPENCER](#), [LITTAUER](#), [METZENBAUM](#), [METZENBAUM-NELSON](#), [MAYO](#), [STRABISMUS](#), [QUINBY](#), [LISTER](#), [HEYMANN](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: proste , zagięte