

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-cuticle-9cm-mini-nozyczki-chirurgiczne-p-371.html>



Nożyczki CUTICLE 9cm, mini nożyczki chirurgiczne

Cena brutto **9,61 zł**

Cena netto **8,90 zł**

Opis produktu

✂ Nożyczki CUTICLE 9.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki CUTICLE 9cm, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

W sprzedaży posiadamy następujące rodzaje nożyczek CUTICLE 9cm:

- **Fig.1, proste,**
- **Fig.2, zagięte.**

Opis produktu

Profesjonalne **nożyczki CUTICLE** o długości **9 cm** to precyzyjne narzędzie do **pielęgnacji skórek, paznokci oraz drobnych zabiegów kosmetycznych i medycznych.** Wykonane z **wysokiej jakości stali nierdzewnej**, gwarantują **czyste cięcie, trwałość i odporność na korozję.**

Idealne dla salonów kosmetycznych, gabinetów podologicznych, jak i do użytku domowego.

Specyfikacja techniczna

Cecha

Opis

Długość całkowita: 9.0 cm

Rodzaj ostrzy: Ostre / ostre

Kształt: Proste lub zagięte

Materiał: Stal nierdzewna wysokiej jakości

Sterylizacja: Tak - autoklaw / środki chemiczne

Zastosowanie: Kosmetyczne, podologiczne, medyczne

Stan: Nowe

☐ Najważniejsze cechy produktu

☐ Cechy

☐ Opis

☐ **Stal nierdzewna chirurgiczna:** Odporna na korozję i środki dezynfekcyjne

× **Ostre ostrza:** Zapewniają maksymalną precyzję i gładkie cięcie

→ **Prosty kształt:** Ułatwia manewrowanie i dokładne cięcie

♻️ **Sterylizowalne:** Przystosowane do dezynfekcji i autoklawowania

☐ **Zastosowanie profesjonalne:** Idealne do manicure, pedicure i kosmetyki medycznej

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: ostro/ostre proste , ostro/ostre zagięte

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl