
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-do-dziaseł-goldman-fox-dlugosc-13cm-p-1147.html>

Nożyczki do dziąseł GOLDMAN-FOX, długość 13cm



Cena brutto **17,17 zł**

Cena netto **15,90 zł**

Opis produktu

✂️ Nożyczki do dziąseł GOLDMAN-FOX 13cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki do dziąseł GOLDMAN-FOX 13cm, proste, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych

Opis produktu

Nożyczki **GOLDMAN-FOX 13 cm** w wersji **zagiętej** oraz **prostej** wyposażone w **drobne ząbki** to specjalistyczne narzędzie chirurgiczno-stomatologiczne przeznaczone do precyzyjnych cięć tkanek miękkich jamy ustnej. Ząbkowane ostrza znacząco ograniczają przesuwanie się tkanek, zapewniając wyjątkową kontrolę i bezpieczeństwo podczas pracy.

📦 Najważniejsze cechy

- **Długość: 13 cm** – doskonale do pracy w małej przestrzeni
- **Zagięte ostrza** – poprawiają widoczność i dostęp do pola zabiegowego
- **Drobne ząbki na ostrzach** – stabilizują tkanki podczas cięcia
- **Stal nierdzewna wysokiej jakości** – wytrzymałość i odporność na korozję
- **Ergonomiczny uchwyt** – wygodny i pewny chwyt
- **Możliwość sterylizacji w autoklawie**
- Dedykowane do zastosowań w stomatologii i chirurgii tkanek miękkich

📦 Zastosowanie

- Chirurgia stomatologiczna
- Periodontologia
- Zabiegi na tkankach miękkich jamy ustnej
- Precyzyjne cięcie w ograniczonej przestrzeni
- Procedury gabinetowe i ambulatoryjne

📦 Status produktu

✓ **Wyrób medyczny**

- ✓ Produkt fabrycznie nowy
- ✓ Zgodność z normami CE

W naszym sklepie mogą Państwo także zakupić inne nożyczki chirurgiczne tj.:

[WERTHIEM](#), [DOYEN](#), [MAYO-NOBLE](#), [MAYO-STILLE](#), [CUTICLE](#), [BRUNS](#), [IRIS](#), [JOSEPH](#), [SPENCER](#), [LITTAUER](#), [METZENBAUM](#), [METZENBAUM-NELSON](#), [MAYO](#), [STRABISMUS](#), [QUINBY](#), [LISTER](#), [HEYMANN](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: proste , zagięte