

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-do-szwow-spencer-wybor-rozmiarow-9cm-11cm-13cm-p-407.html>



Nożyczki do szwów SPENCER - (wybór rozmiarów: 9cm, 11cm, 13cm)

Cena brutto **9,61 zł**

Cena netto **8,90 zł**

Opis produktu

✂ Nożyczki do szwów SPENCER

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki do szwów SPENCER, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Precyzyjne **nożyczki chirurgiczne do szwów SPENCER** to wysokiej jakości narzędzie medyczne przeznaczone do **bezpiecznego i dokładnego usuwania szwów**. Charakteryzują się **specjalnym ostrzem z haczykową końcówką**, które umożliwi szybkie i precyzyjne podważenie oraz przecięcie nici bez uszkodzenia skóry pacjenta.

Wykonane z **polerowanej stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na korozję, sterylizację i środki dezynfekcyjne. Idealne do zastosowania w gabinetach chirurgicznych, stomatologicznych, kosmetycznych i weterynaryjnych.

⚙ Specyfikacja techniczna

📋 Cecha

📋 Opis

📏 **Długość całkowita:** 9cm, 11cm, 13cm

✂ **Rodzaj narzędzia:** Nożyczki do szwów (typ SPENCER)

📄 **Materiał:** Stal nierdzewna chirurgiczna

📄 **Końcówka:** Zakrzywiona z haczykiem do podważania nici

🔥 **Sterylizacja:** Tak – autoklaw / środki chemiczne

📄 **Zastosowanie:** Chirurgia, stomatologia, weterynaria, kosmetologia

📄 **Stan:** Nowe

📋 Najważniejsze cechy produktu

☐☐Cechy

☐☐Opis

- ☐☐**Stal nierdzewna chirurgiczna:** Odporna na korozję i dezynfekcję
- ∞ **Końcówka z haczykiem:** Ułatwia precyzyjne cięcie i usuwanie szwów
- ☐ **Ergonomiczny uchwyt:** Zapewnia pewny i stabilny chwyt
- ☪ **Sterylizowalna:** Przystosowana do autoklawowania i dezynfekcji chemicznej
- ☐☐**Profesjonalne zastosowanie:** Idealne dla lekarzy, pielęgniarek i kosmetologów

Na naszych pozostałych aukcjach Allegro mogą Państwo także zakupić inne nożyczki chirurgiczne tj.:

[WERTHIEM](#), [DOYEN](#), [MAYO-NOBLE](#), [MAYO-STILLE](#), [CUTICLE](#), [BRUNS](#), [IRIS](#), [JOSEPH](#), [SPENCER](#), [LITTAUER](#), [METZENBAUM](#), [METZENBAUM-NELSON](#), [MAYO](#), [STRABISMUS](#), [QUINBY](#), [LISTER](#), [HEYMANN](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 11cm , 13cm , 9cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl