

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-iris-dlugosc-11cm-p-379.html>



## Nożyczki IRIS, długość 11cm

Cena brutto	<b>10,69 zł</b>
Cena netto	<b>9,90 zł</b>

### Opis produktu

## ✂️ Nożyczki IRIS 11.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki IRIS 11.0cm, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

W sprzedaży posiadamy następujące rodzaje nożyczek IRIS 11cm:

- **Fig.1, proste,**
- **Fig.2, zagięte.**

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Opis produktu:

Profesjonalne **nożyczki chirurgiczne IRIS proste 11 cm (4½")**, wykonane z **wysokiej jakości stali nierdzewnej chirurgicznej**. Przeznaczone do **precyzyjnego cięcia tkanek, nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych oraz mikrozabiegów**. Dzięki swojej konstrukcji nożyczki IRIS są niezastąpione w chirurgii, stomatologii, kosmetologii i weterynarii.

### Cechy produktu:

- ✂️ **Typ:** Nożyczki IRIS
- **Długość całkowita:** 11.0 cm / 4½"
- ⚙️ **Materiał:** stal nierdzewna chirurgiczna
- **Rodzaj ostrza:** proste lub zagięte, ostre zakończenie
- **Możliwość sterylizacji w autoklawie**
- **Precyzyjny uchwyt** zapewnia stabilność i dokładność cięcia

### Przeznaczone do:

- zabiegów chirurgicznych i ambulatoryjnych
- prac laboratoryjnych i kosmetycznych
- weterynarii i zestawów medycznych

### Zalety:

- Wysoka precyzja cięcia – idealne do delikatnych tkanek
- Odporność na korozję i dezynfekcję

---

Ergonomiczny design ułatwia długotrwałą pracę

Wykonane ze stali chirurgicznej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj:** proste , zagięte

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

Wytwórca:  
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

Autoryzowany przedstawiciel w UE:  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

Importer i dystrybutor:  
F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl