

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-lister-do-bandaży-i-opatrunkow-wybor-rozmiarow-9cm-14cm-18cm-20cm-p-373.html>



Nożyczki LISTER do bandaży i opatrunków- (wybór rozmiarów: 9cm, 14cm, 18cm, 20cm)

Cena brutto	9,61 zł
Cena netto	8,90 zł

Opis produktu

✂ Nożyczki do bandaży i opatrunków LISTER

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki do bandaży i opatrunków LISTER, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu:

Profesjonalne **nożyczki medyczne typu LISTER**, wykonane z wysokiej jakości **stali nierdzewnej chirurgicznej**. Przeznaczone są do **cięcia bandaży, opatrunków, gazików oraz tkanin medycznych** – niezawodne zarówno w gabinetach lekarskich, pielęgniarskich, jak i w domowej apteczce.

Cechy produktu:

- ✂ Typ: Nożyczki LISTER (do bandaży i opatrunków)
- 📏 Długość: 9cm, 14cm, 18cm, 20cm
- ⚙ Materiał: stal nierdzewna chirurgiczna
- ☑ Możliwość sterylizacji w autoklawie
- ☑ Zakończenie z zaokrąglonym czubkiem – bezpieczne przy kontakcie ze skórą
- ☑ Ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort i precyzję cięcia

Idealne do zastosowania w:

- gabinetach lekarskich i pielęgniarskich
- szpitalach, placówkach medycznych
- apteczkach domowych, turystycznych i samochodowych.

Zalety:

- ☑ Bezpieczne – nie uszkadzają skóry pacjenta
- ☑ Trwałe – odporne na korozję i uszkodzenia
- ☑ Uniwersalne – sprawdzą się w każdej sytuacji medycznej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 14cm , 18cm , 20cm , 9cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl