

---

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-metzenbaum-nelson-preparacyjne-ostrotepe-wybor-rozmiarow-18cm-30cm-p-388.html>



## Nożyczki METZENBAUM-NELSON preparacyjne ostro/tępe - (wybór rozmiarów: 18cm, 30cm)

Cena brutto	<b>17,17 zł</b>
Cena netto	<b>15,90 zł</b>

### Opis produktu

## ✂️ Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-NELSON ostro/tępe

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki preparacyjne METZENBAUM-NELSON ostro/tępe, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Opis produktu

Nożyczki **Metzenbaum-Nelson** to wysokiej jakości narzędzie chirurgiczne zaprojektowane do **delikatnego i precyzyjnego preparowania oraz cięcia tkanek miękkich**. Model o końcówkach **ostro-tępych** i konstrukcji która zapewnia bezpieczeństwo pracy oraz minimalizuje ryzyko uszkodzeń okolicznych struktur.

---

### Parametry techniczne

- **Długość całkowita:** 18 cm, 30cm
- **Rodzaj końcówek:** ostro - tępe
- **Konstrukcja:** zagięte lub proste
- **Materiał:** stal nierdzewna / stal chirurgiczna
- **Zastosowanie:** zabiegi chirurgiczne, operacyjne i zabiegowe

---

### Najważniejsze cechy

- Precyzyjne ostrza zapewniające kontrolowane cięcie
- Stabilny i wygodny chwyt umożliwiający pracę w głębokich polach operacyjnych
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
- Narzędzie wielorazowego użytku
- Wysoka odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne

---

## ☐ Informacje dodatkowe

Produkt jest **wyrobem medycznym**, przeznaczonym do stosowania przez **wykwalfikowany personel medyczny**.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj:** proste , zagięte

**Długość:** 18cm , 30cm

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

### ☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

### ☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

### ☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl