

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-metzenbaum-preparacyjne-ostroostre-dlugosc-14cm-p-386.html>



Nożyczki METZENBAUM preparacyjne ostro/ostre, długość 14cm

Cena brutto **12,42 zł**

Cena netto **11,50 zł**

Opis produktu

✂ Nożyczki preparacyjne METZENBAUM ostro/ostre

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki preparacyjne METZENBAUM ostro/ostre, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Nożyczki preparacyjne **METZENBAUM, ostro/ostre**, o długości **14 cm**, to narzędzie chirurgiczne służące do precyzyjnego cięcia delikatnych tkanek podczas zabiegów chirurgicznych i preparacyjnych.

Wykonane ze **stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na korozję i wytrzymałej, zapewniającej komfort pracy i długotrwałe użytkowanie.

⚙ Specyfikacja techniczna

📋 Cecha

📋 Opis

📏 **Długość:** 14 cm

✂ **Typ ostrza:** Ostro/ostre proste lub zagięte

🔪 **Materiał:** Stal nierdzewna chirurgiczna

🧼 **Sterylizacja:** Autoklaw / dezynfekcja chemiczna

🔪 **Typ narzędzia:** Nożyczki preparacyjne METZENBAUM

🔪 **Konstrukcja:** Precyzyjna, ergonomiczna, wytrzymała

📦 **Stan produktu:** Nowy

📋 Najważniejsze cechy

📋 Cechy

📋 Opis

🔪 **Stal nierdzewna:** Odporność na korozję i trwałość

-
- ☐ **Długość 14 cm:** Optymalna precyzja cięcia
 - ∞ **Ostro/ostre proste:** Precyzyjne i delikatne cięcie tkanek
 - ♻ **Możliwość sterylizacji:** Autoklaw lub dezynfekcja chemiczna
 - ☐ **Ergonomiczna budowa:** Komfort pracy i pewny chwyt

Na naszych pozostałych aukcjach Allegro mogą Państwo także zakupić inne nożyczki chirurgiczne tj.:

[WERTHIEM](#), [DOYEN](#), [MAYO-NOBLE](#), [MAYO-STILLE](#), [CUTICLE](#), [BRUNS](#), [IRIS](#), [JOSEPH](#), [SPENCER](#), [LITTAUER](#), [METZENBAUM](#), [METZENBAUM-NELSON](#), [MAYO](#), [STRABISMUS](#), [QUINBY](#), [LISTER](#), [HEYMANN](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: proste , zagięte

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

