

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-satinsky-245cm-typu-fala-p-411.html>



Nożyczki SATINSKY 24.5cm, typu fala

Cena brutto	27,97 zł
Cena netto	25,90 zł

Opis produktu

✂ Nożyczki SATINSKY 24.5cm, typu fala

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki SATINSKY 24.5cm, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych

Specjalistyczne nożyczki chirurgiczne

Nożyczki **SATINSKY 24,5 cm, typu fala** to wysokiej klasy instrument medyczny przeznaczony do precyzyjnego przecinania tkanek podczas zabiegów chirurgicznych. Ich charakterystyczny, falisty kształt zapewnia wygodę pracy oraz lepszą widoczność pola operacyjnego.

Najważniejsze cechy produktu

- **Długość: 24,5 cm**
- **Kształt: typ "fala"** – zwiększona kontrola i ergonomia
- **Starannie wykończona stal nierdzewna**
- **Przystosowane do dezynfekcji i sterylizacji**
- **CE** – zgodność z wymaganiami dla wyrobów medycznych

Zastosowanie

- Chirurgia ogólna
- Chirurgia naczyniowa
- Chirurgia weterynaryjna
- Procedury wymagające precyzyjnego cięcia
- Prace manualne w środowisku medycznym

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl