
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-strabismus-dlugosc-115cm-p-412.html>



Nożyczki STRABISMUS, długość 11.5cm

Cena brutto	10,37 zł
-------------	-----------------

Cena netto	9,60 zł
------------	----------------

Opis produktu

✂️ Nożyczki STRABISMUS 11.5cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki STRABISMUS 11.5cm, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Nożyczki chirurgiczne STRABISMUS tępo/tępe wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, które nie odbijają światła lamp. Stosowane głównie w chirurgicznych procedurach leczenia zezów. Zapewniają precyzyjne cięcie i pewny uchwyt.

Opis produktu

Nożyczki **Strabismus - proste** to wysokiej jakości narzędzie chirurgiczne stosowane w **chirurgii okulistycznej, w tym przy korekcji zezów oraz delikatnych zabiegach na tkankach miękkich oka**. Precyzyjne ostrza i ergonomiczny uchwyt zapewniają pełną kontrolę i komfort pracy w polu operacyjnym.

Parametry techniczne

- **Długość całkowita:** 11,5 cm
- **Typ:** proste lub zagięte
- **Materiał:** stal chirurgiczna nierdzewna
- **Zastosowanie:** chirurgia okulistyczna, procedury delikatne, zabiegi operacyjne,

Najważniejsze cechy

- Precyzyjne ostrza umożliwiające dokładne cięcie
- Ergonomiczny uchwyt zapewniający wygodną i stabilną pracę
- Odporność na korozję i trwałość przy wielokrotnym użyciu
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
- Narzędzie wielorazowego użytku

Informacje dodatkowe

Produkt jest **wyrobem medycznym**, przeznaczonym do stosowania przez **profesjonalny personel medyczny**.

Cechy produktu:

- Rodzaj: nożyczki
- Końcówka: tępo/tępe
- Kształt: proste lub zagięte
- Długość: 11,5 cm
- Użytkowanie: jednorazowego użytku

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych

W naszym sklepie Państwo także zakupić inne nożyczki chirurgiczne tj.:

[WERTHIEM](#), [DOYEN](#), [MAYO-NOBLE](#), [MAYO-STILLE](#), [CUTICLE](#), [BRUNS](#), [IRIS](#), [JOSEPH](#), [SPENCER](#), [LITTAUER](#), [METZENBAUM](#), [METZENBAUM-NELSON](#), [MAYO](#), [STRABISMUS](#), [QUINBY](#), [LISTER](#), [HEYMANN](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: proste , zagięte

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo

tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl